

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru

Технические характеристики на принадлежности для приборов измерения цвета компании **LOVIBOND**

Виды товаров: кюветы/ячейки для проб, стекла оптические, боросиликатные, кварцевые, цилиндры, пробирки, крышки, эталоны жидкостные, стойки, ложки, столы, лампы, рамки и др.

W190 Боросиликатное стекло

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Подходит для подогреваемых проб
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка

W190 Боросиликатные стеклянные ячейки для PFX190. 17 мм x 70 мм. Для образцов, нагретых до 100 °С, при условии, что ячейка нагревается до той же температуры, что и образец.

Боросиликатное стекло имеет очень низкий коэффициент теплового расширения, что делает его устойчивым к тепловому удару и, следовательно, уменьшает вероятность растрескивания при нагревании и охлаждении. Рекомендуется использовать с горячими образцами.

Изделия		
Заголовок	Номер заказа	Котиров
W190/B/50 Боросиликатное стекло	126034	
W190/B/10 Боросиликатное стекло	126044	
W190/B/33 Боросиликатное стекло	126074	
W190/B/40 Боросиликатное стекло	126084	
W190/B/25 Боросиликатное стекло	126094	

W600 Боросиликатное стекло



Отличительные особенности

- Высококачественные оптические ячейки
- Плавненное тепло - прочный и сильный
- Подходит для подогреваемых проб
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка

W600 ячейки из боросиликатного стекла 21 мм x 40 мм, для использования в приборах Tintometer® модели Fs, Lovibond® модели Fxs, PFXi/PFX195, 880, 950 и 995 с нагретыми образцами (до 100 °C). (Примечание: PFXi/PFX-195 максимальная длина пути 50 мм). Боросиликатное стекло имеет очень низкий коэффициент теплового расширения, что делает его устойчивым к тепловому удару и, следовательно, уменьшает вероятность растрескивания при нагревании и охлаждении. Рекомендуется для использования с горячими образцами.

Изделия		
Заголовок	Номер заказа	Котирс
W600/B/10 Боросиликатное стекло	655960	
W600/B/25 Боросиликатное стекло	655990	
W600/B/33 Боросиликатное стекло	656010	

Заголовок	Номер заказа	Котирс
W600/B/40 Боросиликатное стекло	656020	
W600/B/100 Боросиликатное стекло	656030	
W600/B/1/16" Боросиликатное стекло	656044	
W600/B/1/8" Боросиликатное стекло	656054	
W600/B/1/4" Боросиликатное стекло	656064	
W600/B/1/2" Боросиликатное стекло	656074	
W600/B/1" Боросиликатное стекло	656080	

Заголовок	Номер заказа	Котирс
W600/B/2" Боросиликатное стекло	656090	
W600/B/3" Боросиликатное стекло	656104	
W600/B/4" Боросиликатное стекло	656114	
W600/B/5" Боросиликатное стекло	656124	
W600/B/5 1/4" Боросиликатное стекло	656130	
W600/B/6" Боросиликатное стекло	656150	
W600/B/50 Боросиликатное стекло	656200	

W110 Кварцевое стекло

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- крышки из ПТФЭ

Ячейки стандартного спектрофотометра W110 из кварцевого стекла. Стандартно оснащены крышками из ПТФЭ. 12,5 мм x 40 мм, для использования в диапазоне от 340 нм до 2500 нм (визуальный и ближне- и средне-инфракрасный). Эти ячейки могут использоваться в приборах PFXi/PFX при использовании держателя 12,5 мм для стандартных ячеек спектрофотометров (номер детали 658030 или 131907).

Изделия

Заголовок	Номер заказа
W110/UV/10 Кварцевое стекло	661134
W110/UV/20 Кварцевое стекло	661144
W110/UV/50 Кварцевое стекло	661164

Одноразовые кюветы

Оптические ячейки Lovibond® используются во всех типах спектрофотометров, абсорптиметров, колориметров и компараторов по всему миру. Точность результатов, получаемых с помощью этих прецизионных приборов, зависит от высокого качества, точности изготовления и прочности ячеек.

Ячейки Lovibond® изготовлены по специально разработанному процессу плавления, что делает их устойчивыми к воздействию кислот и химических веществ. Используются только высококачественные материалы, и все ячейки Lovibond® тщательно проверяются на качество и точность.

Изделия

Заголовок	Номер заказа
Одноразовые пластиковые кюветы 10 мм	132750
Одноразовые пластиковые кюветы 10 мм	132770
Одноразовые пластиковые кюветы 50 мм	352101
Одноразовые пластиковые кюветы 33 мм	352091

Котировочная таблица



Image is
coming soon

Номер заказа 605890

Отличительные особенности

Высококачественные оптические стеклянные ячейки
Плавленное тепло - прочный и сильный
Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
Свобода от шрамов

W586 Оптическая стеклянная кювета 29 мм x 45 мм для использования только в TRA 520 и TRA 500. Стеклянные ячейки позволяют измерять твёрдые материалы (например, гели, жидкости и пасты) с помощью метода отражения.

Длина внутреннего пути: 10 мм
Длина внешнего пути: 12,2 мм
Внутренняя ширина: 24 мм
Внешняя ширина: 29 мм
Внешняя высота: 45 мм

W586/OG/20 Оптическое стекло

Котировочная таблица



Image is
coming soon

Номер заказа 605900

Отличительные особенности

Высококачественные оптические стеклянные ячейки
Плавленное тепло - прочный и сильный
Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
Свобода от шрамов

W586 Оптическая стеклянная кювета 29 мм x 45 мм для использования только в TRA 520 и TRA 500. Стеклянные ячейки позволяют измерять твёрдые материалы (например, гели, жидкости и пасты) с помощью метода отражения.

Internal path length: 20 mm (± 0.1)

External path length: 22.2 mm

Internal width: 24 mm

External width: 29 mm

External height: 45 mm

W586/OG/30 Оптическое стекло

Котировочная таблица



Image is
coming soon

Номер заказа 605910

Отличительные особенности

Высококачественные оптические стеклянные ячейки
Плавленное тепло - прочный и сильный
Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
Свобода от шрамов

W586 Оптическая стеклянная кювета 29 мм x 45 мм для использования только в TRA 520 и TRA 500. Стеклянные ячейки позволяют измерять твёрдые материалы (например, гели, жидкости и пасты) с помощью метода отражения.

Internal path length: 30 mm
External path length: 32.2 mm
Internal width: 24 mm
External width: 29 mm
External height: 45 mm

W586/OG/10 Оптическое стекло, 5 штук.

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа 605895

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

W586 Оптическая стеклянная кювета 29 мм x 45 мм для использования только в TRA 520 и TRA 500. Стеклянные ячейки позволяют измерять твёрдые материалы (например, гели, жидкости и пасты) с помощью метода отражения.

- Internal path length: 10 mm
- External path length: 12.2 mm
- Internal width: 24 mm
- External width: 29 mm
- External height: 45 mm

W586/OG/20 Оптическое стекло, 5 штук.

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа 605905

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

W586 Оптическая стеклянная кювета 29 мм x 45 мм для использования только в TRA 520 и TRA 500. Стеклянные ячейки позволяют измерять твёрдые материалы (например, гели, жидкости и пасты) с помощью метода отражения.

- Internal path length: 20 mm (± 0.1)
- External path length: 22.2 mm
- Internal width: 24 mm
- External width: 29 mm
- External height: 45 mm

W586/OG/30 Оптическое стекло, 5 штук.

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа 605915

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

W586 Оптическая стеклянная кювета 29 мм x 45 мм для использования только в TRA 520 и TRA 500. Стеклянные ячейки позволяют измерять твёрдые материалы (например, гели, жидкости и пасты) с помощью метода отражения.

- Internal path length: 30 mm
- External path length: 32.2 mm
- Internal width: 24 mm
- External width: 29 mm
- External height: 45 mm

W100 Оптическое стекло

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки - для использования от 340 нм до 2500 нм
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

Стандартные кюветы W100 из оптического стекла для спектрофотометров. 12,5 мм х 40 мм, для использования от 340 нм до 2500 нм. Эти кюветы можно использовать в приборах PFXi/PFX, если применяется держатель на 12,5 мм для стандартных кювет к спектрофотометрам (деталь № 658030 или 131907).

Изделия

Заголовок	Номер заказа
W100/OG/1 Оптическое стекло	601014
W100/OG/2 Оптическое стекло	601024
W100/OG/5 Оптическое стекло	601034
W100/OG/10 Оптическое стекло	601040

Заголовок	Номер заказа
W100/OG/20 Оптическое стекло	601050
W100/OG/40 Оптическое стекло	601064
W100/OG/50 Оптическое стекло	601070
W100/OG/100 Оптическое стекло	601094
Держатель кювет для приворов серии PFXi 995	658030

W140 Широкое оптическое стекло

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки - для использования от 340 нм до 2500 нм
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

Широкие кюветы W140 из оптического стекла с крышкой. 24 мм x 40 мм, для использования от 340 нм до 2500 нм (видимый и ближний и средний инфракрасный). Эти кюветы предназначены для использования в спектрофотометрах с широким держателем кюветы (24 мм).

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
W140/OG/5 Широкое оптическое стекло	601414
W140/OG/10 Широкое оптическое стекло	601424
W140/OG/20 Широкое оптическое стекло	601434
W140/OG/40 Широкое оптическое стекло	601454
W140/OG/50 Широкое оптическое стекло	601464

W190 Оптическое стекло

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

W190 Кюветы из оптического стекла для PFX190. 17 мм x 70 мм. Для проб без подогрева (до 40°C).

Изделия

Заголовок	Номер заказа
W190/OG/10 Оптическое стекло	126104
W190/OG/25 Оптическое стекло	126114
W190/OG/33 Оптическое стекло	126124
W190/OG/40 Оптическое стекло	126134
W190/OG/50 Оптическое стекло	126144

W540/OG/10 Оптическое стекло

Котировочная таблица



Image is coming soon



Номер заказа **605404**




Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов
- Глубина слоя 10 мм

Описание

This is a pack of ten 8mm wide, 40mm high optical glass absorptiometer cells.



W550 Оптическое стекло

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

W550 Абсорбционная измерительная ячейка из оптического стекла. 28 мм x 40 мм, для использования от 340 нм до 2500 нм (видимый и ближний и средний инфракрасный). Используется с держателем кюветы для жидкостей RT300, 400, 500.

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
W550/OG/10 Оптическое стекло	605534
W550/OG/20 Оптическое стекло	605544
W550/OG/40 Оптическое стекло	605554
W550/OG/100 Оптическое стекло	605574

W560 Оптическое стекло

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

W560 Абсорбционная измерительная ячейка из оптического стекла. 29,5 мм x 40 мм, для использования от 340 нм до 2500 нм (видимый и ближний и средний инфракрасный).

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
W560/OG/10 Оптическое стекло	605634
W560/OG/15 Оптическое стекло	605644
W560/OG/40 Оптическое стекло	605654

W586 Оптическое стекло

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

W586 Оптическая стеклянная кювета 29 мм х 45 мм для использования только в TRA 520 и TRA 500. Стеклянные ячейки позволяют измерять твёрдые материалы (например, гели, жидкости и пасты) с помощью метода отражения.

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
W586/OG/10 Оптическое стекло	605890
W586/OG/10 Оптическое стекло, 5 штук.	605895
W586/OG/20 Оптическое стекло	605900
W586/OG/20 Оптическое стекло, 5 штук.	605905

Заголовок

Номер заказа

W586/OG/30 Оптическое стекло

605910

W586/OG/30 Оптическое стекло, 5 штук.

605915

W600 Оптическое стекло



Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавненное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

W600 кюветы из оптического стекла, 21 мм х 40 мм, для использования в приборах моделей Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 и 995 с пробками без подогрева (до 40°C). (указание: PFXi/PFX-195 макс. длина пути 50 мм).

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
W600/OG/2.5 Оптическое стекло	605940
W600/OG/5 Оптическое стекло	605950

Заголовок	Номер заказа
W600/OG/10 Оптическое стекло	605960
W600/OG/15 Оптическое стекло	605970
W600/OG/20 Оптическое стекло	605980
W600/OG/25 Оптическое стекло	605990
W600/OG/33 Оптическое стекло	606010
W600/OG/40 Оптическое стекло	606020

Заголовок	Номер заказа
W600/OG/100 Оптическое стекло	606030
W600/OG/1/16" Оптическое стекло	606040
W600/OG/1/8" Оптическое стекло	606050
W600/OG/1/4" Оптическое стекло	606060
W600/OG/1/2" Оптическое стекло	606070
W600/OG/1" Оптическое стекло	606080

Заголовок	Номер заказа
W600/OG/2" Оптическое стекло	606090
W600/OG/3" Оптическое стекло	606104
W600/OG/4" Оптическое стекло	606114
W600/OG/5" Оптическое стекло	606124
W600/OG/6" Оптическое стекло	606150
W600/OG/51/4" Оптическое стекло	606130
W600/OG/50 Оптическое стекло	606200

W680 Оптическое стекло

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

W680 кюветы из оптического стекла, 17 мм х 75 мм, для использования в компараторах 2000+ и 3000 с пробями без подогрева (до 40°C).

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
W680/OG/2.5 Оптическое стекло	606780
W680/OG/5 Оптическое стекло	606790
W680/OG/10 Оптическое стекло	606810
W680/OG/13 Оптическое стекло	606820

Заголовок	Номер заказа
W680/OG/13.5 Оптическое стекло	606830
W680/OG/15 Оптическое стекло	606844
W680/OG/20 Оптическое стекло	606850
W680/OG/25 Оптическое стекло	606860
W680/OG/26 Оптическое стекло	606874
W680/OG/33 Оптическое стекло	606880

Заголовок	Номер заказа
W680/OG/40 Оптическое стекло	606890
W680/OG/50 Оптическое стекло	606930

W690 Широкое оптическое стекло

Отличительные особенности

- Высококачественные оптические стеклянные ячейки
- Плавленное тепло - прочный и сильный
- Кромка со скошенной кромкой - Простая установка
- Свобода от шрамов

W690 широкие кюветы из оптического стекла, 54 мм x 54 мм, для использования от 340 нм до 2500 нм (видимый и ближний и средний инфракрасный).

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
W690/OG/10 Широкое оптическое стекло	606900
W690/OG/20 Широкое оптическое стекло	606914

ЕВС ноль

Котировочная таблица



Номер заказа 133200

ЕВС ноль

- Описание
- Загрузки
- SDS

This is bottle of zero liquid for carrying out the baseline on the EBC Colourpod.

Единицы цветности по шкале ASTM

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
Единицы цветности по шкале ASTM <0.5	134290
Единицы цветности по шкале ASTM 1	134000
Единицы цветности по шкале ASTM 3	134010
Единицы цветности по шкале ASTM 5	134020
Единицы цветности по шкале ASTM 7	134030

Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 0 - 60 мл	135059
Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 0 - 500 мл	133991
Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 5 - 500 мл	134140
Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 10 - 500 мл	134150
Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 15 - 60 мл	135049
Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 15 - 500 мл	134160

Заголовок	Номер заказа
Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 30 - 500 мл	134170
Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 50 - 500 мл	134180
Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 100 - 500 мл	134190
Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 500 - 500 мл	462803

Медовый ноль

Котировочная таблица



Номер заказа 133210

Медовый ноль

Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Номер зак
Цветность по шкале AOCS Tintometer (AF 710-3)	0.5R 1.0Y 3.7R 13.0Y 6.6R 38Y	3	109720
Набор фильтров для шкалы AOCS-Tintometer (PFXi 995/950/880)	Approximate Values 0.5R 1.0Y, 3.7R 13.0Y, 6.6R 50Y	3	136900
Набор фильтров для шкалы AOCS-Tintometer (Fx)	Approximate Values 0.5R 1.0Y, 3.7R 13.0Y, 6.6R 50Y	3	166900
AOCS	Näherungswert 0,5 R, 1,0 Y	1	136980

Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Homep
Набор фильтров для единицы цветности по шкале ASTM (PFXi195)	Approximate Values		
	• 0.5	3	139810
	• 3.5		
	• 5.0		
Набор фильтров для единицы цветности по шкале ASTM (PFXi995/950/880)	Approximate Values		
	• 0.5	3	139820
	• 3.5		
	• 5.0		
Единицы цветности по шкале ASTM	• 3.5	1	139512
Единицы цветности по шкале ASTM	Approximate Values		
	• 0.5	3	341000
	• 3.5		
	• 5.0		
Единицы цветности по шкале ASTM - EC3000	• 1.1	1	135079

Единицы цветности по шкале ASTM - EC3000

- 4.7

1

135089

Beta carotene

Изделия			
Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Номер заказа
Бета-каротин	45 ppm at 10 mm path length	1	139520
Бета-каротин	45 ppm at 10 mm path length	1	169520

Изделия			
Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Номер заказа
CIE L*a*b* (with non RCMSi PFXi995/950/880)	Approximate values L* 57 a* 24 b*88	1	130520
CIE L*a*b* (with non RCMSi PFXi195)	Approximate values L* 57 a* 24 b*89	1	130530
CIE L*a*b* (PFXi)	Approximate values L* 94 a* - 2.9 b*16	1	130500
CIE L*a*b*	Approximate values L* 92a - 3.4 b*26	1	130501
CIE xyY	Approximate values x0.47 y0.45 y44.5	1	136970

Chlorophyll A

Изделия			
Заголовок	Glass Standard Values	Filters Номер заказа	
Хлорофилл А (PFXi 995/950/880)	0.19 ppm at 10 mm path length	1	139530
Хлорофилл А (Fx)	0.19 ppm at 10 mm path length	1	169530

Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Номер заказа
EBC	Approximate Value 7.5	1	131044
Набор фильтров для шкалы EBC	Approximate values 4 9.5 15 18 25	5	139400
EBC	Approximate values 4 9.5 15 25	4	344000

Изделия				
Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Номер заказа	
EP Y	Approximate Value • 4	1	131045	
Набор фильтров для шкалы EP коричневый	• B2 • B5	2	139430	
Набор фильтров для шкалы EP коричневый/желтый	• BY3 • BY5	2	139440	
Набор фильтров для шкалы EP зеленый/желтый	• GY2 • GY5	2	139450	
Набор фильтров для шкалы EP красный	• R2 • R6	2	139410	
Набор фильтров для шкалы EP желтый	• Y2 Y4	2	139420	

Изделия				
Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Номер заказа	
FAC	Approximate values • 9	1	131043	
Единицы цветности по шкале FAC (PFXi195)	Approximate Values • 7 • 13 • 15 • 29 • 39	5	139840	
Единицы цветности по шкале FAC (PFXi995/950/880)	Approximate Values • 7 • 13 • 15 • 29 • 39	5	139850	
Единицы цветности по шкале FAC	Approximate Value • 7 • 13 • 29 • 39	4	343000	

Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Номер заказа
Гарднер	Approximate Values 3 17	2	342000
Набор фильтров для шкалы Гарднера (PFXi195)	Approximate Values 2 8 12 17	4	139880
Набор фильтров для шкалы Гарднера (PFXi995/950/880)	Approximate Values 2 8 12 17	4	139890
Гарднер - EC2000	Approximate values 11.3	1	135139

Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Homep 3
Набор фильтров для шкалы Хазена (только для PFX/PFXi-880/950/995)	Approximate values		
	• 5		
	• 20		
	• 50	5	139570
	• 100		
	• 300		
Набор фильтров для шкалы Хазена - EC 2000	Approximate values		
	• 5		
	• 20		
	• 50	5	135159
	• 100		
	• 300		
Набор фильтров для шкалы Хазена - EC 2000	Approximate values		
	• 65	2	135150
	• Zero Baseline		

Котировочная таблица



Номер заказа 139370

Набор из пяти стеклянных фильтров соответствия для проверки инструментов PFXi в медовой шкале Пфунда.

Описание

Фильтрам соответствия присваивается номинальное значение, и компания всегда стремится максимально точно соответствовать этому значению. Иногда из-за уникального способа изготовления стекла точное соответствие требуемым значениям может оказаться невозможным. Достигнутые значения и ожидаемые допуски производительности, конечно же, всегда будут сообщаться.

Набор фильтров для шкалы IP

Котировочная таблица



Номер заказа 137660

A set of four glass conformance filters for checking the PFXi instruments in IP (method B) units

Описание

Conformance filters are assigned a nominal value and the company always endeavours to match this value as closely as possible. On occasion, because of the unique manner of the glass making process, it may not be possible to match the requested values exactly. The values achieved and the performance tolerances expected will, of course, always be reported.

Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Homep
Набор фильтров для шкалы Клетта (синий фильтр KS-42) (PFXi195)	Approximate Values		
	21 66 162 318 616	5	139860
Набор фильтров для шкалы Клетта (синий фильтр KS-42) (PFXi995/950/880)	Approximate Values		
	21 66 162 318 616	5	139870
Klett (blue filter KS-42) Filter Set	Approximate Values		
	21, 66, 162, 318, 616	5	139709
Шкала Клетта	Approximate Value		
	162	1	139713

Lovibond Red, Yellow

Изделия			
Заголовок	Glass Standard Filters Hom Values		
Шкала Lovibond® красный, желтый, нейтральный	Approximate Value		
	• 0.5R	1	1395
	• 1.3Y		
	• 0.1N		
Набор фильтров для шкалы Lovibond® красный, желтый, нейтральный (PFXi 995/950/880)	Approximate Values		
	• 0.1R 0.5Y 0.0N	5	1396
	• 1.0R 2.6Y 0.1N		
	• 2.0R 5.7Y 0.1N		
• 3.2R 15.0Y 0.1N			
	• 5.0R 34.0Y 0.1N		
Набор фильтров для шкалы Lovibond® красный, желтый, нейтральный (Fx)	Approximate Values		
	• 0.1R 0.5Y 0.0N	5	1696
	• 1.0R 2.6Y 0.1N		
	• 2.0R 5.7Y 0.1N		
• 3.2R 15.0Y 0.1N			
	• 5.0R 34.0Y 0.1N		
Набор фильтров для шкалы Lovibond® красный, желтый, синий (PFXi 995/950/880)	Approximate Values		
	• 1.0R 0.5B	5	1396
	• 1.3R 0.8B		
	• 1.2R 4.3Y 1.2B		
• 2.6R 11.5Y 2.1B			
	• 3.4R 15.9Y 2.9B		
Набор фильтров для шкалы Lovibond® красный, желтый, синий (Fx)	Approximate Values		
	• 1.0R 0.5B	5	1696
	• 1.3R 0.8B		
	• 1.2R 4.3Y 1.2B		
• 2.6R 11.5Y 2.1B			
	• 3.4R 15.9Y 2.9B		

Заголовок	Glass Standard Filters Hom Values		
Шкала Lovibond® красный, желтый, нейтральный (PFXi 995/950/880)	Approximate Values • 0.5R 1.3Y 0.1N • 1.3R 3.3Y 0.5N • 2.5R 8.6Y 0.1N • 4.0R 22Y 0.1N • 7.1R 51Y 0.5N	5	1396
Шкала Lovibond® красный, желтый, нейтральный (Fx)	Approximate Values • 0.5R 1.3Y 0.1N • 1.3R 3.3Y 0.5N • 2.5R 8.6Y 0.1N • 4.0R 22Y 0.1N • 7.1R 51Y 0.5N	5	1696
Шкала Lovibond® красный, желтый, нейтральный (Fx)	Approximate Values • 4.5R 19.2Y 0.8N	1	1392
Набор фильтров для шкалы Lovibond® красный, желтый, нейтральный (Model F, E, D)	Approximate Values • 0.1R 0.5Y • 1.0R 2.6Y • 1.7R 5.5Y • 3.4R 15.0Y • 5.0R 34.0Y	5	1850
Шкала Lovibond® красный, желтый, синий (Model F, E, D)	Approximate Values • 1.2R 0.9B • 1.1R 4.3Y 1.4B • 2.6R 11.5Y 2.1B • 3.2R 15.5Y 2.9B • 1.0Y 0.5B	5	1860
Набор фильтров для шкалы Lovibond® красный, желтый, нейтральный (PFXi 995/950/880)	Approximate Values • 0.1R 0.5Y 0.0N • 0.5R 1.3Y 0.1N • 1.0R 2.6Y 0.1N • 1.3R 3.3Y 0.5N • 2.0R 5.7Y 0.1N • 2.5R 8.6Y 0.1N • 3.2R 15.0Y 0.1N • 4.0R 22.0Y 0.1N • 5.0R 34.0Y 0.1N • 7.1R 51.0Y 0.5N	10	1395

Заголовок	Glass Standard Filters	Hom Values
Набор фильтров для шкалы Lovibond® красный, желтый, нейтральный (Fx)	Approximate Values • 0.1R 0.5Y 0.0N • 0.5R 1.3Y 0.1N • 1.0R 2.6Y 0.1N • 1.3R 3.3Y 0.5N • 2.0R 5.7Y 0.1N • 2.5R 8.6Y 0.1N • 3.2R 15.0Y 0.1N • 4.0R 22.0Y 0.1N • 5.0R 34.0Y 0.1N • 7.1R 51.0Y 0.5N	1016950
Шкала Lovibond® красный, желтый, нейтральный (Model F, E, D)	Approximate Values • 0.1R 0.5Y • 0.5R 1.3Y • 1.0R 2.6Y • 1.2R 3.2Y • 1.7R 5.5Y • 2.5R 7.9Y • 3.4R 15.0Y • 4.0R 21.0Y • 5.0R 34.0Y • 6.5R 51.0Y	1018400
Набор фильтров для шкалы Lovibond® красный, желтый, синий (Model F - BS684)	Approximate Values • 0.6R 1.0Y 0.6B • 1.1R 2.1Y 0.8B • 1.4R 3.4Y 0.8B • 1.9R 4.3Y 1.0B • 2.3R 7.3Y 1.0B • 2.9R 9.7Y 1.1B • 4.3R 17.1Y 1.0B • 4.7R 19.0Y 0.9B • 5.6R 31.0Y 1.0B • 7.3R 51.0Y 1.0B	1018700

Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Homep
Шкала Сейболта (только для PFX/PFXi-880/950/995)	Approximate Value: +10	1	139583
Шкала Сейболта - EC3000	Approximate Value: +20 +0 - Zero baseline	3	135160
Набор фильтров для шкалы Сейболта (только для PFX/PFXi-880/950/995)	- 8 0 +10 +18 +25	5	139580
Набор фильтров для шкалы Сейболта (только для палитры PFX/PFXi-195)	-8 0 +10 +18 +25	5	139390

Отдельный фильтр (сертифицированный)

Котировочная таблица



Номер заказа 109970

This part number stands for a single filter supplied in other filter sets. Please note that each individual filter has its own part number.

Описание

Conformance filters are assigned a nominal value and the company always endeavours to match this value as closely as possible. On occasion, because of the unique manner of the glass making process, it may not be possible to match the requested values exactly. The values achieved and the performance tolerances expected will, of course, always be reported.

Набор фильтров для шкалы Американской фармакопеи (US Pharmacopoeia)

Котировочная таблица




Номер заказа 139460

A set of three glass conformance filters for checking PFXi instruments in US Pharmacopoeia scale.

Описание

Conformance filters are assigned a nominal value and the company always endeavours to match this value as closely as possible. On occasion, because of the unique manner of the glass making process, it may not be possible to match the requested values exactly. The values achieved and the performance tolerances expected will, of course, always be reported.



User Specified Filter

Изделия

Заголовок	Glass Standard Values	Filters	Homep заказа
Индивидуальный фильтр (Fx)	В зависимости от ситуации	1	169980
Индивидуальный фильтр	В зависимости от ситуации	1	13109981

NC 45 принадлежности

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
Чашка Петри для спектрофотометра NC 45	400850
Стойка для спектрофотометра NC 45	400820
Стол для спектрофотометра NC 45	400830
Ложка для спектрофотометра NC 45	400840

Лампа 12 В 20 Вт

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа **122340**

Патрон М47 осмие-вольфрамовый сплав G4



Лампа 12 V 10 Вт

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа 124100

Патрон G4



Вакуумный лоток

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа 180110

Комплект из 3 предметов



Кабель USB 2,0 A - разъем Micro B

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа **190630**



Прочее

Оптические ячейки Lovibond® используются во всех типах спектрофотометров, абсорптиметров, колориметров и компараторов по всему миру. Точность результатов, получаемых с помощью этих прецизионных приборов, зависит от высокого качества, точности изготовления и прочности ячеек.

Ячейки Lovibond® изготовлены по специально разработанному процессу плавления, что делает их устойчивыми к воздействию кислот и химических веществ. Используются только высококачественные материалы, и все ячейки Lovibond® тщательно проверяются на качество и точность.

Изделия

Заголовок	Номер заказа
Полумикроячейки для спектрофотометров	126310
Тестовая пробирка 6"x1/2"	352151
AF223A Шейкер для промывочной кислоты	352220
AF260 Пробирка для экстракции с пробкой	352600
AF763	357630

Заголовок	Номер заказа
AF711 Пара стеклянных пробирок для проб	357110
W670 0.004"" Кювета для капиллярной крови	606700
Кювета для порошков	606730
Крышка для ячейки W600/OG/100	690514
Крышка для ячейки W600/OG/50	690594
Крышка для ячейки W600/50	690599

Цилиндры

Оптические ячейки Lovibond® используются во всех типах спектрофотометров, абсорптиметров, колориметров и компараторов по всему миру. Точность результатов, получаемых с помощью этих прецизионных приборов, зависит от высокого качества, точности изготовления и прочности ячеек.

Ячейки Lovibond® изготовлены по специально разработанному процессу плавления, что делает их устойчивыми к воздействию кислот и химических веществ. Используются только высококачественные материалы, и все ячейки Lovibond® тщательно проверяются на качество и точность.

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
AF228T	352280
AF262	352620
AF306 Пара цилиндров Несслера	353060
AF306/P Пара цилиндров Несслера	353080
DB420 Пара цилиндров Несслера	354200

Заголовок	Номер заказа
DB421 Пара цилиндров Несслера	354210
DB423 Пара цилиндров Несслера	354230
DB424/13.5	354243

Цветность по шкале AOCS-Tintometer

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
Цветность по шкале AOCS-Tintometer 0,4R 2,0Y (5¼")	134240
Цветность по шкале AOCS-Tintometer 1,6R 9,0Y (5¼")	134250
Цветность по шкале AOCS-Tintometer 1,9R 12,0Y (5¼")	134260
Цветность по шкале AOCS-Tintometer 2,5R 20,0Y (5¼")	134270
Цветность по шкале AOCS-Tintometer 3,0R 28,0Y (5¼")	134280

Цветность по шкале Гарднера

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
Цветность по шкале Гарднера 2	134200
Цветность по шкале Гарднера 5	134210
Цветность по шкале Гарднера 8	134220

Цветовой индекс Сейболта

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
Цветность по шкале Сейболта -10	134040
Цветность по шкале Сейболта 0	134050
Цветность по шкале Сейболта +12	134060
Цветность по шкале Сейболта +25	134070

Шкала Lovibond RYBN

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
Цветность по шкале Lovibond® RYBN 0,8R 2,0Y 0,1N (5¼)	134080
Цветность по шкале Lovibond® RYBN 1,4R 4,0Y 0,5N (5¼)	134090
Цветность по шкале Lovibond® RYBN 2,0R 7,0Y 0,5N (5¼)	134100
Цветность по шкале Lovibond® RYBN 2,1R 11,0Y 0,5N (5¼)	134110
Цветность по шкале Lovibond® RYBN 2,5R 14,0Y 0,7N (5¼)	134120
Цветность по шкале Lovibond® RYBN 3,1R 22,0Y 0,8N (5¼)	134130

Заголовок**Цветность по шкале Lovibond® RYBN 3,4R 30,0Y 0,9N (5¼)****Номер заказа**

134230

Шкала Пфунда

Котировочная таблица



Номер заказа 139372

A single filter for checking the PFXi instruments in Pfund scale.

Описание	Технические характеристики	Загрузки	Объем поставки
----------	----------------------------	----------	----------------

Conformance filters are assigned a nominal value and the company always endeavours to match this value as closely as possible. On occasion, because of the unique manner of the glass making process, it may not be possible to match the requested values exactly. The values achieved and the performance tolerances expected will, of course, always be reported.

Принадлежности PFXi

Изделия	
Заголовок	Номер зака:
Лампа PFXi 5 В	138180
Принадлежности PFXi	133830
Держатель для стандартных спектрофотометрических кювет (ширина 12,5 мм)	131907
Переходник для ячеек 10,65 мм	132800
Переходник для ячеек 33 мм	132810
Ячейка, диаметр 10,65 мм	352290

Ячейка, диаметр 33 мм, для шкалы ASTM

352300

Темная ячейка для проб по шкале CIE, длина пути 1 мм

132820

Программное обеспечение для контроля потока

137690

Проточная кювета, длина пути 50 мм

658010

Проточная кювета, длина пути 10 мм

658020

Документация по PFXi IQ/OQ

137680

Устройство для термической печати PFXi

137891

Пакет обновлений для подогрева PFXi

137880

Сертифицированные калибровочные пакеты для RCMSi - Полные

134410

Сертифицированные калибровочные пакеты для RCMSi - Несоответствие

134420

Сертифицированные калибровочные пакеты для RCMSi - Стартер

134430

Промывочная ячейка, кислота

131840

Компакт-диск с инструкцией для PFXi, включая программное обеспечение Windows

137460

Пакет для внешнего электропитания PFXi

131219

W 100 переходник для кювет PFX/PFXi 995

137530

Принадлежности RT

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
RT850i 25 м стекло AV Aperatur	408040
RT850i вертикальная стойка	408020
RT300/400/500 держатель таблеток	400680
RT V-образный блок для проб	400660
RT300/400/500 держатель кюветы для порошка	400640
RT300/400/500 держатель кюветы для жидкости	400630

Заголовок	Номер заказа
RT300/400/500 настольная стойка	400620
Программное обеспечение RT On-Colour Premium	400610
Программное обеспечение RT On-Color Lite	400590

Рамка AF70-3 AOCS

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа **109080**



Комплект из 5 предметов

Объем поставки

- 0.1R - 0.9R AOCS rack
- 1.0R - 7.0R AOCS rack
- 7.6R - 20.0R AOCS rack
- 1.0Y - 9.0Y AOCS rack
- 10.0Y - 70.0Y AOCS rack

Улавливающее устройство

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа 114199



Для использования с фарфором 115600

Объем поставки

- One painted metal drip tray

Фарфор для AOCS

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа 115600



Самоклеющееся средство

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа 183079

Pressed powder white reference for the Model F. Please note that this item can be easily scratched and stained - take special care when installing and using it to avoid damage.

Устройство для питания от сети с портом USB для ЕС 2000

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа 190620

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81,	Пенза (8412)22-31-16,	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	