

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru

Технические характеристики на аксессуары для анализа воды в лабораториях и полевых условиях, реакционные приборы для мышьяка, системы измерения БПК, принадлежности для титрования, принадлежности для шкафов компании **LOVIBOND**

Аксессуары для анализа воды в лабораториях и полевых условиях – запасные мембраны, бутылки, блоки питания, ПО, защитные колпаки, наборы для передачи данных, кофры, мини-батареи и др.

Реакционные приборы для мышьяка - колбы Эрленмейера для определения содержания мышьяка, поглотительные трубки для определения содержания мышьяка, стеклянные пробки для определения содержания мышьяка, кюветы и др.

Системы измерения БПК – бутылки для датчиков, ДУ, измерительные колбы, ингибиторы нитрификации, индуктивные магнитные смесительные системы, калийные щелоки (гидроокись калия), наборы для проверки системы, резиновые футляры, устройства для извлечения магнитной палочки и др.

Бюретки/титрование – наборы, ходовые клапаны, цифровые титраторы, стеклянные сосуды, микро-бюретки, дозировочные трубки и др.

Принадлежности для шкафов - выдвижные решетки, деревянная тара, приемные поддоны безопасности, стеклянные полки, устройства регулирования температуры и др.

Устройства регулирования температуры

Изделия

Заголовок	Номер заказа
Запасная выдвижная пластина	427542
Устройство регулирования температуры для TC 135 S, TC 140 G	2428201-2
Устройство регулирования температуры для TC 175 S	2428221-1
<u>Устройство регулирования температуры для TC 255 S, TC 256 G</u>	2428231-1
Устройство регулирования температуры для TC 445 S	2428241-1

Стеклянные полки

Изделия

Заголовок	Номер заказа	Котирс
Стеклянная полка для EX 160	422165	
Стеклянная полка для EX 220, EX 300	422166	
Стеклянная полка для EX 490	422167	

Приемные поддоны безопасности

Изделия

Заголовок	Номер заказа
Приемный поддон безопасности (PP) для EX 160	422155
Приемный поддон безопасности (PP) для EX 220, EX 300	422156
Приемный поддон безопасности (PP) для EX 490	42215

Деревянная тара

Изделия

Заголовок	Номер заказа
Деревянная упаковка, для TC 135 S, TC 140 G (IPPC Standard - ISPM15)	425768
Деревянная упаковка, для TC 175 S, TC 255 S, TC 256 G, TC 445 S (IPPC Standard - ISPM15)	425769

Выдвижные решетки

Изделия

Заголовок	Номер заказа	
Выдвижная решетка для TC 135 S, TC 140 G	425791	
Выдвижная решетка для TC 175 S, TC 255 S, TC 256 G	425791-1	
Выдвижная решетка для TC 445 S	425790-1	

Бюретки/титрование

Изделия

Заголовок	Номер заказа	Кот
10 ml Burette including reservoir, jet and valve	56A006301	
2001 бюреточный набор Fret 1-Back	56A016501	
2001 бюреточный набор Fret 1-Base	56A016601	
3 ходовой клапан для титратора	56A010901	
3 ходовой клапан для цифрового титратора	56A006972	
Цифровой титратор Handystep	56A006801	

Заголовок	Номер заказа	Кот
Стекланный сосуд для титрования	56A008170	
Стекланный сосуд для титрования	56A008101	
Стекланная бюретка 10 мл	56A013201	
Стекланный наконечник для бюретки 10 мл	56A013301	
Резиновый клапан бюретки	56A013401	
Микро-бюретка	56A011201	
Tip/Syringe for DIGI Brand Titrator	56A007101	

Заголовок	Номер заказа	Кот
Бюретка для титрования 1 мл	56A011101	
Дозировочная трубка для титрования 2 мм	56A007072	

6 бутылок для датчиков на БПК, коричневое стекло



Номер заказа 418645

Устройство для извлечения магнитной палочки



Номер заказа 418638

Отдельный датчик БПК GLP



Номер заказа 2444470-GLP

Отдельный датчик БПК



Номер заказа 2444470

Магнитная палочка для перемешивания, 100 шт.



Номер заказа 418633-100

Магнитная палочка для перемешивания



Номер заказа 418633

Система измерения БПК

Изделия

Заголовок	Номер заказа	Ко
Магнитная палочка для перемешивания	418633	
Магнитная палочка для перемешивания, 100 шт.	418633-100	

Резиновый футляр, 4,5 см



Номер заказа 418636

Резиновый футляр GLP, 6,5 см



Номер заказа 418676

Набор для проверки системы (10 таблеток)



Номер заказа 2418328

Отличительные особенности

Проверка функционирования и герметичности

Подходит для обучения пользователей

Первые результаты через 24 - 48 часов

С помощью тестового планшета БПК можно смоделировать потребление кислорода аналогично респирометрическому методу БПК в дистиллированной воде. После помещения одной таблетки в 157 мл образца определенное количество кислорода химически связывается. Это создает воспроизводимое отрицательное давление в бутылке с образцом БПК, которое может быть использовано для функционального тестирования и проверки герметичности всей системы БПК.

Благодаря графическому дисплею измерительных приборов BD600 и BD600GLP, измеренное отрицательное давление может быть считано как значение БПК через 24-48 часов и сравнено с контрольным значением на блистере. В течение оставшегося периода измерения (максимум 5 дней) ожидается постоянное значение БПК, если герметичность головок датчиков не нарушена.

Таким образом, можно проверить всю систему БПК, включая перемешивающее устройство, стабильность температуры во время измерения, правильность герметизации головок датчиков и правильность использования метода БПК₅.

Калийный щелок (гидроокись калия) 45%



Номер заказа 2418634

Блок питания для индуктивной магнитной смесительной системы



Номер заказа 444454

Индуктивная магнитная смесительная система

Котировочная таблица



Номер заказа 2444456

Принадлежности

Заголовок

Блок питания для индуктивной магнитной смесительной системы

Ингибитор нитрификации



Номер заказа 2418642

Измерительная колба с переливом

Изделия

Заголовок	Номер заказа
Полный комплект измерительных колб с переливом	418654
Измерительная колба с переливом 157 мл	418657
Измерительная колба с переливом 21,7 мл	418664
Измерительная колба с переливом 244 мл	418658
Измерительная колба с переливом 360 мл	418659
Измерительная колба с переливом 428 мл	418660

Заголовок	Номер заказа	К
Измерительная колба с переливом 56 мл	418655	
Измерительная колба с переливом 94 мл	418656	

Дистанционное управление



Номер заказа 2444481

Бутылка для датчиков на БПК, коричневое стекло, 500 мл



Номер заказа 418644

Прямоугольная кювета W100/OG/20MM, специальное стекло для определения содержания мышьяка



Номер заказа 601050

Стеклянная пробка для определения содержания мышьяка



Номер заказа 370502

Поглотительная трубка для определения мышьяка



Номер заказа 370503

Колба Эрленмейера для определения содержания мышьяка



Номер заказа 370501

Прямоугольная кювета W100/OG/20MM, специальное стекло для определения содержания мышьяка



Номер заказа 601050

Прямоугольная кювета W100/OG/20MM, специальное стекло для определения содержания мышьяка



Номер заказа 601050

Аксессуары

Для анализа воды в лабораториях и полевых условиях



Изделия	
Заголовок	Номер заказа
Запасная мембрана для датчика кислорода	724460
Сервисный комплект к электроду для измерения содержания кислорода SD 300 / SD 315 Oxi, состоящий из 3 запасных мембранных головок и 100 мл раствора электролита KOH (1,18 моль/л)	724670
Набор для технического обслуживания (мембранная крышка и карта Micro-SD с калибровочными данными)	740100

Заголовок	Номер заказа
Бутылка для хранения/калибровки	740120
Блок питания для SensoDirect	724540
Кабель USB для передачи данных, для приборов серии SD 300 / SD 305	724620
Программное обеспечение GSOFТ 3050 на базе Windows с регистратором данных для приборов серии SD 300 / SD 305	724625
Набор для передачи данных (кабель USB и переходник)	740090
Защитный колпак к электроду для измерения содержания кислорода SD 310 / SD 315 Oхi для измерения глубины (латунь)	19805056
Металлический защитный колпак	740110

Заголовок	Номер заказа
Case incl. foam and pH buffer 4.0 and 7.0 for SensoDirect pH 110	725030
Кофр со вставкой из вспененного материала для SensoDirect 150	725050
Кофр со вставкой из вспененного материала для серии SD 300	725060
Кофр со вставкой из вспененного материала для SD 400 Oxi L	740050
Блок батареи 9 В	1950012
Мини-батареи (AAA), комплект из 4 штук	1950026
Мерный стакан, 100 мл	384801

Чистящая салфетка

197635

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru