

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru

Технические характеристики на станции замера ХПК МД компании **LOVIBOND**

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Станция замера ХПК MD 100

Полная лаборатория ХПК из одних рук



- Тест на ХПК по методу запаянной трубки с уменьшенной шкалой, готовый к применению
- Подавление помех в виде хлорида до 1000 мг/л (LR & MR) до 10000 мг/л (HR)
- Кюветный тест без использования ртути, выполняется при отсутствии хлоридных помех
- 4 диапазона измерения:
 - Низкий диапазон: 3 - 150 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Средне-низкий диапазон: 15 - 300 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Средний диапазон: 20 - 1500 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Высокий диапазон: 200 - 15000 мг/л

Номер заказа: 276130

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Применение

Обработка сточных вод | Обработка сырой воды

Станция замера ХПК MD 100

Станции замера ХПК Lovibond® обеспечивают точный анализ воды с минимальными усилиями. Значение ХПК в мг/л O_2 определяется фотометрически.

В кюветный тест на ХПК Lovibond® (LR, MR согласно ISO 15705:2002) добавляют 2 мл пробы и оставляют его нагреваться в реакторе в течение двух часов при 150°C, затем охлаждают и измеряют в фотометре.

Станции замера включают в себя фотометр, по 25 кюветных тестов на каждый из двух нижних диапазонов, реактор для подготовки проб и стойку для кювет.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерения	Химический метод
ХПК HR TT	200 - 15000 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄
ХПК LMR TT	15 - 300 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄
ХПК LR TT	3 - 150 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄
ХПК MR TT	20 - 1500 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H ₂ SO ₄

Технические данные

Auto – OFF	Да
Переносимость	Benchtop
Соответствие	CE

Объем поставки

- Фотометр
- Реактор ХПК RD 125
- Кюветный тест на ХПК (0 - 150 мг/л и 0 - 1500 мг/л)
- Стойка для кювет
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация

Аксессуары

Заголовок	Номер за-каза
Переходник для круглых кювет 16 мм	19802190
Переходник для круглых кювет 13 мм	19802192
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200	19802701
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200	19802801
Термореактор RD 125	2418940
Стандартный раствор ХПК 100 мг/л	2420803
Стандартный раствор ХПК 500 мг/л	2420804
Стандартный раствор ХПК 5000 мг/л	2420805
Стойка для 10 круглых кювет Ø 16 мм	418957
Наконечники для пипеток, 1-5 мл (белый) 100 штук	419066
Наконечники пипеток, 0,1-1 мл (синий), 1000 штук	419073
Автоматическая пипетка, 1-5 мл	419076
Автоматическая пипетка, 0,1-1 мл	419077
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200	999750

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Станция замера ХПК MD 110

Полная лаборатория ХПК из одних рук



- Тест на ХПК по методу запаянной трубки с уменьшенной шкалой, готовый к применению
- Подавление помех в виде хлорида до 1000 мг/л (LR & MR) до 10000 мг/л (HR)
- Кюветный тест без использования ртути, выполняется при отсутствии хлоридных помех
- 4 диапазона измерения:
 - Низкий диапазон: 3 - 150 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Средне-низкий диапазон: 15 - 300 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Средний диапазон: 20 - 1500 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Высокий диапазон: 200 - 15000 мг/л

Номер заказа: 2961302

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроение | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Применение

Обработка сточных вод | Обработка сырой воды

Станция замера ХПК MD 110

Станции замера ХПК Lovibond® обеспечивают точный анализ воды с минимальными усилиями. Значение ХПК в мг/л O_2 определяется фотометрически.

В кюветный тест на ХПК Lovibond® (LR, MR согласно ISO 15705:2002) добавляют 2 мл пробы и оставляют его нагреваться в реакторе в течение двух часов при 150°C, затем охлаждают и измеряют в фотометре.

Станции замера включают в себя фотометр, по 25 кюветных тестов на каждый из двух нижних диапазонов, реактор для подготовки проб и стойку для кювет.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерения	Химический метод
ХПК HR TT	200 - 15000 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК LMR TT	15 - 300 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК LR TT	3 - 150 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК MR TT	20 - 1500 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4

Технические данные

Auto – OFF	Да
Переносимость	Benchtop
Соответствие	CE

Объем поставки

- Фотометр
- Реактор ХПК RD 125
- Кюветный тест на ХПК (0 - 150 мг/л и 0 - 1500 мг/л)
- Стойка для кювет
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Переходник для круглых кювет 16 мм	19802190
Переходник для круглых кювет 13 мм	19802192
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200	19802701
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200	19802801
Термореактор RD 125	2418940
Стандартный раствор ХПК 100 мг/л	2420803
Стандартный раствор ХПК 500 мг/л	2420804
Стандартный раствор ХПК 5000 мг/л	2420805
Стойка для 10 круглых кювет Ø 16 мм	418957
Наконечники для пипеток, 1-5 мл (белый) 100 штук	419066
Наконечники для пипеток, 0,1-1 мл (синий), 1000 штук	419073
Автоматическая пипетка, 1-5 мл	419076
Автоматическая пипетка, 0,1-1 мл	419077
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200	999750

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Станция замера ХПК MD 200

Полная лаборатория ХПК из одних рук



- Тест на ХПК по методу запаянной трубки с уменьшенной шкалой, готовый к применению
- Подавление помех в виде хлорида до 1000 мг/л (LR & MR) до 10000 мг/л (HR)
- Кюветный тест без использования ртути, выполняется при отсутствии хлоридных помех
- 4 диапазона измерения:
 - Низкий диапазон: 3 - 150 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Средне-низкий диапазон: 15 - 300 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Средний диапазон: 20 - 1500 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Высокий диапазон: 200 - 15000 мг/л

Номер заказа: 2892602

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Применение

Обработка сточных вод | Обработка сырой воды

Станция замера ХПК MD 200

Станции замера ХПК Lovibond® обеспечивают точный анализ воды с минимальными усилиями. Значение ХПК в мг/л O_2 определяется фотометрически.

В кюветный тест на ХПК Lovibond® (LR, MR согласно ISO 15705:2002) добавляют 2 мл пробы и оставляют его нагреваться в реакторе в течение двух часов при 150°C, затем охлаждают и измеряются в фотометре.

Станции замера включают в себя фотометр, по 25 кюветных тестов на каждый из двух нижних диапазонов, реактор для подготовки проб и стойку для кювет.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерения	Химический метод
ХПК HR TT	200 - 15000 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК LMR TT	15 - 300 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК LR TT	3 - 150 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК MR TT	20 - 1500 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4

Технические данные

Auto – OFF	Да
Переносимость	Benchtop
Соответствие	CE

Объем поставки

- Фотометр
- Реактор ХПК RD 125
- Кюветный тест на ХПК (0 - 150 мг/л и 0 - 1500 мг/л)
- Стойка для кювет
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Переходник для круглых кювет 16 мм	19802190
Переходник для круглых кювет 13 мм	19802192
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200	19802701
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200	19802801
Термореактор RD 125	2418940
Стандартный раствор ХПК 100 мг/л	2420803
Стандартный раствор ХПК 500 мг/л	2420804
Стандартный раствор ХПК 5000 мг/л	2420805
Стойка для 10 круглых кювет Ø 16 мм	418957
Наконечники для пипеток, 1-5 мл (белый) 100 штук	419066
Наконечники для пипеток, 0,1-1 мл (синий), 1000 штук	419073
Автоматическая пипетка, 1-5 мл	419076
Автоматическая пипетка, 0,1-1 мл	419077
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200	999750

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Станция замера ХПК MD 600

Полная лаборатория ХПК из одних рук



- Тест на ХПК по методу запаянной трубки с уменьшенной шкалой, готовый к применению
- Подавление помех в виде хлорида до 1000 мг/л (LR & MR) до 10000 мг/л (HR)
- Кюветный тест без использования ртути, выполняется при отсутствии хлоридных помех
- 4 диапазона измерения:
 - Низкий диапазон: 3 - 150 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Средне-низкий диапазон: 15 - 300 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Средний диапазон: 20 - 1500 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Высокий диапазон: 200 - 15000 мг/л

Номер заказа: 214040

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроение | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Применение

Обработка сточных вод | Обработка сырой воды

Станция замера ХПК MD 600

Станции замера ХПК Lovibond® обеспечивают точный анализ воды с минимальными усилиями. Значение ХПК в мг/л O_2 определяется фотометрически.

В кюветный тест на ХПК Lovibond® (LR, MR согласно ISO 15705:2002) добавляют 2 мл пробы и оставляют его нагреваться в реакторе в течение двух часов при 150°C, затем охлаждают и измеряют в фотометре.

Станции замера включают в себя фотометр, по 25 кюветных тестов на каждый из двух нижних диапазонов, реактор для подготовки проб и стойку для кювет.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерения	Химический метод
ХПК HR TT	200 - 15000 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК LMR TT	15 - 300 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК LR TT	3 - 150 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК MR TT	20 - 1500 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4

Технические данные

Auto – OFF	Да
Переносимость	Benchtop
Соответствие	CE

Объем поставки

- Фотометр
- Реактор ХПК RD 125
- Кюветный тест на ХПК (0 - 150 мг/л и 0 - 1500 мг/л)
- Стойка для кювет
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация

Аксессуары

Заголовок	Номер за-каза
Переходник для круглых кювет 16 мм	19802190
Переходник для круглых кювет 13 мм	19802192
Fixed price service package for MD600/MD610	19802702
Service plan - 3 years for MD600/MD610	19802802
Термореактор RD 125	2418940
Стандартный раствор ХПК 100 мг/л	2420803
Стандартный раствор ХПК 500 мг/л	2420804
Стандартный раствор ХПК 5000 мг/л	2420805
Стойка для 10 круглых кювет Ø 16 мм	418957
Наконечники для пипеток, 1-5 мл (белый) 100 штук	419066
Наконечники пипеток, 0,1-1 мл (синий), 1000 штук	419073
Автоматическая пипетка, 1-5 мл	419076
Автоматическая пипетка, 0,1-1 мл	419077
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/MD640/MultiDirect	999752

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Станция замера ХПК MD 610

Полная лаборатория ХПК из одних рук



- Тест на ХПК по методу запаянной трубки с уменьшенной шкалой, готовый к применению
- Подавление помех в виде хлорида до 1000 мг/л (LR & MR) до 10000 мг/л (HR)
- Кюветный тест без использования ртути, выполняется при отсутствии хлоридных помех
- 4 диапазона измерения:
 - Низкий диапазон: 3 - 150 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Средне-низкий диапазон: 15 - 300 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Средний диапазон: 20 - 1500 мг/л, согласно ISO 15705:2002
 - Высокий диапазон: 200 - 15000 мг/л

Номер заказа: 214041

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Применение

Обработка сточных вод | Обработка сырой воды

Станция замера ХПК MD 610

Станции замера ХПК Lovibond® обеспечивают точный анализ воды с минимальными усилиями. Значение ХПК в мг/л O_2 определяется фотометрически.

В кюветный тест на ХПК Lovibond® (LR, MR согласно ISO 15705:2002) добавляют 2 мл пробы и оставляют его нагреваться в реакторе в течение двух часов при 150°C, затем охлаждают и измеряют в фотометре.

Станции замера включают в себя фотометр, по 25 кюветных тестов на каждый из двух нижних диапазонов, реактор для подготовки проб и стойку для кювет.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерения	Химический метод
ХПК HR TT	200 - 15000 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК LMR TT	15 - 300 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК LR TT	3 - 150 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4
ХПК MR TT	20 - 1500 mg/L COD ^{b)}	Dichromate / H_2SO_4

Технические данные

Auto – OFF	Да
Переносимость	Benchtop
Соответствие	CE

Объем поставки

- Фотометр
- Реактор ХПК RD 125
- Кюветный тест на ХПК (0 - 150 мг/л и 0 - 1500 мг/л)
- Стойка для кювет
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная декларация

Аксессуары

Заголовок	Номер за-каза
Переходник для круглых кювет 16 мм	19802190
Переходник для круглых кювет 13 мм	19802192
Fixed price service package for MD600/MD610	19802702
Service plan - 3 years for MD600/MD610	19802802
Термореактор RD 125	2418940
Стандартный раствор ХПК 100 мг/л	2420803
Стандартный раствор ХПК 500 мг/л	2420804
Стандартный раствор ХПК 5000 мг/л	2420805
Стойка для 10 круглых кювет Ø 16 мм	418957
Наконечники для пипеток, 1-5 мл (белый) 100 штук	419066
Наконечники пипеток, 0,1-1 мл (синий), 1000 штук	419073
Автоматическая пипетка, 1-5 мл	419076
Автоматическая пипетка, 0,1-1 мл	419077
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/MD640/MultiDirect	999752

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru