

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
комби-пакеты и наборы,
индикаторные полоски,
дозаторы порошковых реагентов PD 250
компании LOVIBOND**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru

Технические характеристики на индикаторные полоски компании LOVIBOND

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru

Технические характеристики на дозаторы порошковых реагентов PD 250 компании **LOVIBOND**

Комби-пакеты и наборы

DPD

Изделия

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Буферный раствор DPD 1 в упаковке из 6 единиц	6 рс Буферный раствор DPD 1, синяя бутылка, VE = 1 Шт.	471016
Раствор реагента DPD 1 в упаковке из 6 единиц	6 рс Раствор реагента DPD 1, зеленая бутылка, VE = 1 Шт.	471026
Раствор DPD 3 в упаковке из 6 единиц	6 рс Раствор DPD 3, красная бутылка, VE = 1 Шт.	471036
Набор реагентов DPD	3 рс Буферный раствор DPD 1, синяя бутылка; 1 рс Раствор реагента DPD 1, зеленая бутылка; 2 рс Раствор DPD 3, красная бутылка, VE = 1 Шт.	471056

Drop Test Reagent Packs

Изделия		
Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Пакет реагентов на кислотные продукты	1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 рс KS8-ACD2 Титрант для измерения кислотности HR, VE = 1 Шт.	56R002890
Пакет реагентов на кислотность (P)	1 рс KS8-ACD2 Титрант для измерения кислотности HR; 1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P, VE = 1 Шт.	56R003590
Пакет реагентов на щелочность (P, M+OH) LR	1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 рс KS137 Раствор хлорида бария; 1 рс KS138-TA4-4,5 Индикатор; 1 рс KS139-TA3 Титрант для измерения щелочности LR, VE = 1 Шт.	56R004690
Пакет реагентов на щелочность (M) HR	1 рс KS136 Титрант для измерения щелочности HR; 1 рс KS138-TA4-4,5 Индикатор, VE = 1 Шт.	56R003690
Капельный тест ECON на щелочность (M) LR	1 рс KS138-TA4-4,5 Индикатор; 1 рс KS139-TA3 Титрант для измерения щелочности LR, VE = 1 Шт.	56R003790
Пакет реагентов на щелочность (P,M+OH) LR+HR	1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 рс KS136 Титрант для измерения щелочности HR; 1 рс KS137 Раствор хлорида бария; 1 рс KS138-TA4-4,5 Индикатор; 1 рс KS139-TA3 Титрант для измерения щелочности LR, VE = 1 Шт.	56R004594

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Капельный тест ECON на щелочность (P) HR	1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 рс KS136 Титрант для измерения щелочности HR, VE = 1 Шт.	56R004090
Пакет реагентов на щелочность (P) HR	1 рс KS132 Титрант для измерения щелочности HR; 1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P, VE = 1 Шт.	56R004190
Пакет реагентов на щелочность (P) LR	1 рс KS133-Alk4 Титрант для измерения щелочности LR; 1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P, VE = 1 Шт.	56R004390
Пакет реагентов на щелочность (P) LR	1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 рс KS139-TA3 Титрант для измерения щелочности LR, VE = 1 Шт.	56R004290
Пакет реагентов на щелочность (P+M) LR	1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 рс KS138-TA4-4,5 Индикатор; 1 рс KS139-TA3 Титрант для измерения щелочности LR, VE = 1 Шт.	56R003890
Пакет реагентов на щелочность (P+OH) HR	1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 рс KS136 Титрант для измерения щелочности HR; 1 рс KS137 Раствор хлорида бария, VE = 1 Шт.	56R003990
Пакет реагентов на щелочность высокая/низкая	1 рс KS425-Cl3 Титрант на хлориды LR; 1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 рс KS537 Scteenet Метил-оранжевый; 1 рс KS132 Титрант для измерения щелочности HR; 1 рс KS133-Alk4 Титрант для измерения щелочности LR; 1 рс KS9-PA5-PA5 Хлорид бария; 1 рс KS7 Индикатор метиловый красный, VE = 1 Шт.	56R002990

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Пакет реагентов на анионные ПАВ	1 рс KS234 Гидроксид натрия; 1 рс KS516 Анионный титрант; 1 рс KS519 Индикатор Димидиум бромид, VE = 1 Шт.	56R003090
Пакет реагентов на бронопол	1 рс KS446-B1; 1 рс KS447-B2; 1 рс KS448-B3; 1 рс KS449-B4; 1 рс KP534-B Порошок; 1 рс KS450-B5, VE = 1 Шт.	56R001150
Пакет реагентов на диоксид углерода (капельный тест)	1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 рс KS910-CDX2 Титрант на двуокись углерода, VE = 1 Шт.	56R025490
Пакет реагентов на хлорид HR	1 рс KS140-BC1-CC1 Индикатор хромата калия; 1 рс KS141-BC2 Титрант на хлориды HR, VE = 1 Шт.	56R004890
Капельный тест ECON хлорид LR	1 рс KS140-BC1-CC1 Индикатор хромата калия; 1 рс KS142-CC2 Титрант на хлориды LR, VE = 1 Шт.	56R005090
Капельный тест на хлорид LR+HR	1 рс KS140-BC1-CC1 Индикатор хромата калия; 1 рс KS141-BC2 Титрант на хлориды HR; 1 рс KS142-CC2 Титрант на хлориды LR, VE = 1 Шт.	56R004990
Пакет реагентов на хлор (свободный) HR	1 рс KS151-FCI1 Буфер на свободный хлор; 1 рс KS153-FCI3 Титрант на свободный хлоры HR, VE = 1 Шт.	56R005190

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Пакет реагентов на хлорины (свободный) LR	1 рс KS151-FCI1 Буфер на свободный хлор; 1 рс KS152-FCI2 Титрант на свободный хлорины LR, VE = 1 Шт.	56R005290
Пакет реагентов на хлорины (полуколичественный)	1 рс KT213 Chlorocol, таблетки, VE = 1 Шт.	56R005450
Пакет реагентов на хлорины (общий активный) HR	1 рс хлорины HR (KI); 1 рс KS150-Cl5 Титрант на хлорид HR; 1 рс KP148-Cl2B Индикатор йода; 1 рс KP146-TN1-CL1P-TO3-CD4 Сульфаминовая кислота, VE = 1 Шт.	56R005590
Хлорины (общий активный) LR	1 рс KS149-Cl4 Титрант на хлорины LR; 1 рс хлорины HR (KI); 1 рс KP146-TN1-CL1P-TO3-CD4 Сульфаминовая кислота; 1 рс KP148-Cl2B Индикатор йода, VE = 1 Шт.	56R005790
Реагент на хлорины (общий активный) LR+HR	1 рс хлорины HR (KI); 1 рс KS149-Cl4 Титрант на хлорины LR; 1 рс KS150-Cl5 Титрант на хлорид HR; 1 рс KP146-TN1-CL1P-TO3-CD4 Сульфаминовая кислота; 1 рс KP148-Cl2B Индикатор йода, VE = 1 Шт.	56R005690
Пакет реагентов на диоксид хлорины HR	1 рс KS1500-CD03 Диоксид хлора HR 0.42%; 1 рс KS339-CD01 Буфер на диоксид хлорины, VE = 1 Шт.	56R005890
Пакет реагентов на диоксид хлорины LR	1 рс KS1501-CD02 Диоксид хлора LR 0,042%; 1 рс KS339-CD01 Буфер на диоксид хлорины, VE = 1 Шт.	56R006090

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Пакет реагентов на диоксид хлорины MR	1 рс KS200 Раствор йодистого калия; 1 рс KS202 Кислотные реагенты; 1 рс KS204 Титрант на диоксид хлорины, VE = 1 Шт.	56R005990
Пакет реагентов DBNPA	1 рс KS884-DB1; 1 рс KS885-DB2; 1 рс KS886-DB3; 1 рс KT006-DB Таблетки, VE = 1 Шт.	56R001250
Пакет реагентов на дезинфекционные средства (четвертичные аммониевые/катионные)	1 рс KS182-Q41-QAC Индикатор; 1 рс KS184-QA3-QAC Титрант; 1 рс KS183-QA2-MO1-P3 Азотная кислота, VE = 1 Шт.	56R003190
Капельный тест ECON на щелочность (P,M+OH) HR	1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 рс KS136 Титрант для измерения щелочности HR; 1 рс KS137 Раствор хлорида бария; 1 рс KS138-TA4-4,5 Индикатор, VE = 1 Шт.	56R004490
Капельный тест ECON на нитрит	1 рс KS171-N1 Индикатор ферроина; 1 рс KS172-N2 Титрант на нитрит, VE = 1 Шт.	56R007990
Пакет реагентов на ЭДТК (свободная)		56R006190
Пакет реагентов на ЭДТК/общий хелатирующий агент		56R003294

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Капельный тест ECON на жесткость (кальций) HR	1 рс KS144-CH2-FC4 Кальциевая жесткость, буфер; 1 рс KS145-H-TH3-CH3 Титрант на жесткость HR; 1 рс KP216- CH1P Индикатор кальциевой жесткости, VE = 1 Шт.	56R006290
Пакет реагентов на жесткость (кальций) LR	1 рс KS162-TH3 Титрант на жесткость LR; 1 рс KS144-CH2-FC4 Кальциевая жесткость, буфер; 1 рс KP216- CH1P Индикатор кальциевой жесткости, VE = 1 Шт.	56R006390
Пакет реагентов на жесткость (общая) HR	1 рс KS145-H-TH3-CH3 Титрант на жесткость HR; 1 рс KS160-TH2-FE8-FC2 Общая жесткость, буфер; 1 рс KS164-TH5 Общая жесткость, индикатор, VE = 1 Шт.	56R006590
Капельный тест на общую жесткость LR	1 рс KS160-TH2-FE8-FC2 Общая жесткость, буфер; 1 рс KS162-TH3 Титрант на жесткость LR; 1 рс KS164-TH5 Общая жесткость, индикатор, VE = 1 Шт.	56R006690
Пакет реагентов на жесткость (общая) LR+HR	1 рс KS145-H-TH3-CH3 Титрант на жесткость HR; 1 рс KS160-TH2-FE8-FC2 Общая жесткость, буфер; 1 рс KS162-TH3 Титрант на жесткость LR; 1 рс KS164-TH5 Общая жесткость, индикатор, VE = 1 Шт.	56R006490
Пакет реагентов на жесткость (общая/ кальциевая) HR	1 рс KS144-CH2-FC4 Кальциевая жесткость, буфер; 1 рс KS160-TH2-FE8-FC2 Общая жесткость, буфер; 1 рс KS164-TH5 Общая жесткость, индикатор; 1 рс KS145-H-TH3-CH3 Титрант на жесткость HR; 1 рс KP216- CH1P Индикатор кальциевой жесткости, VE = 1 Шт.	56R006790
Пакет реагентов на жесткость сырой воды	1 рс KS166 Реагенты на жесткость сырой воды, VE = 1 Шт.	56R006890

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Пакет реагентов на жесткость стоп / вперед	1 рс KS167 Реагенты на жесткость стоп / вперед, VE = 1 Шт.	56R006990
Жесткость общая/ кальциевая LR+HR	1 рс KS144-CH2-FC4 Кальциевая жесткость, буфер; 1 рс KS145-H-TH3-CH3 Титрант на жесткость HR; 1 рс KS160-TH2-FE8-FC2 Общая жесткость, буфер; 1 рс KS162-TH3 Титрант на жесткость LR; 1 рс KS164-TH5 Общая жесткость, индикатор; 1 рс KP216-CH1P Индикатор кальциевой жесткости, VE = 1 Шт.	56R007190
Пакет реагентов на жесткость да/нет	1 рс Жесткость Да/Нет, VE = 1 Шт.	56R007250
Пакет реагентов на перекись водорода	1 рс KS199-TN2-HP2 Титрант на танин/пероксид HR; 1 рс KS415-HP1 перекись водорода, буфер, VE = 1 Шт.	56R007390
Пакет реагентов на черные точки	1 рс KS383 Раствор тиоцианата аммония; 1 рс KS202 Соляная кислота 1.0 N, VE = 1 Шт.	56R007490
Пакет реагентов на изотиазолинон	1 рс KS144 Реагенты DK4; 1 рс KS463 Реагент DK3; 1 рс KS4 Реагент DK5; 1 рс KS462 Реагент DK2; 1 рс KS461 Реагент DK1, VE = 1 Шт.	56R001450
Пакет реагентов MBTC		56R001550

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Пакет реагентов на молибдат LR	1 рс KS35 Общее содержание окислителей, буфер молибденовой кислоты; 1 рс KS114 Кислота молибдат (кремний); 1 рс KS169-MB3 Титрант на молибдат LR; 1 рс KS170-CM картридж; 1 рс KP36-MB2 Цветной реагент на молибдат, VE = 1 Шт.	56R007890
Пакет реагентов на молибдат LR	1 рс KS189-P1-MO5-Z1 Тиосульфат натрия; 1 рс KS524-MO1 (B) Азотная кислота; 1 рс KS570-MO2/MO3-PAR/гексамин, буфер; 1 рс KS571-MO7 Титрант на молибдат VLR, VE = 1 Шт.	56R007790
Пакет реагентов на молибдат MR	1 рс KS189-P1-MO5-Z1 Тиосульфат натрия; 1 рс KS321-MO4 Титрант на молибдат LR; 1 рс KS524-MO1 (B) Азотная кислота; 1 рс KS570-MO2/MO3-PAR/гексамин, буфер, VE = 1 Шт.	56R007690
Пакет реагентов на молибдат	1 рс KS189-P1-MO5-Z1 Тиосульфат натрия; 1 рс KS322-MO6 Титрант на молибдат HR; 1 рс KS524-MO1 (B) Азотная кислота; 1 рс KS570-MO2/MO3-PAR/гексамин, буфер, VE = 1 Шт.	56R007590
Пакет реагентов на окисляющиеся биоциды	1 рс KS150-Cl5 Титрант на хлорид HR; 1 рс KS199-TN2-HP2 Титрант на танин/пероксид HR; 1 рс KS415-HP1 перекись водорода, буфер; 1 рс KS425-Cl3 Титрант на хлорины LR; 1 рс KS413-C4 Титрант на хлорид; 1 рс хлорины HR (KI); 1 рс KP146-TN1-CL1P-TO3-CD4 Сульфаминовая кислота; 1 рс KP148-Cl2B Индикатор йода, VE = 1 Шт.	56R003396
Пакет реагентов на кислород (активный)	1 рс KS347 Картридж для измерения хлора; 1 рс KS381 Сернистый подкислитель; 1 рс KP384 Реагент для теста на кислород; 1 рс KP340-To 2 Индикатор крахмал/йодид, VE = 1 Шт.	56R008090
Пакет реагентов на надуксусную кислоту	1 рс KS347 Титрант на кислород/надуксусную кислоту; 1 рс KP118 кристаллы йодистого калия; 1 рс KP510 лимонная кислота, VE = 1 Шт.	56R008290

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
рН (Универсальный индикатор)	1 рс KS90-UPHI Раствор универсального индикатора, VE = 1 Шт.	56R008190
Пакет реагентов на фосфонат	1 рс KS189-P1-MO5-Z1 Тиосульфат натрия; 1 рс KS173-P2-2,4 Индикатор динитрофенола; 1 рс KS175-P4 индикатор ксилоноловый оранжевый; 1 рс KS176-P5 Титрант на фосфонат; 1 рс KS183-QA2-MO1-P3 Азотная кислота, VE = 1 Шт.	56R008490
Капельный тест ECON на фосфонат	1 рс KS179-P1/4L Фосфон. Индикатор общего хелатирующего агента; 1 рс KS176-P5 Титрант на фосфонат, VE = 1 Шт.	56R008350
Полиакрилат однофазный HR	1 рс KS256 Реагент на полиакрилат 2; 1 рс KS255 Реагент на полиакрилат 1; 1 рс KS185-QA5-QA5-QAC LR/полиакрилат Титрант; 1 рс Медь/цинк HR, VE = 1 Шт.	56R008550
Полиакрилат однофазный LR	1 рс KS255 Реагент на полиакрилат 1; 1 рс KS256 Реагент на полиакрилат 2; 1 рс KS190-P4/2 Тиосульфат полиакрилата; 1 рс Медь/цинк HR, VE = 1 Шт.	56R008650
Пакет реагентов на полиакрилат двухфазный HR	1 рс KS255 Реагент на полиакрилат 1; 1 рс KS256 Реагент на полиакрилат 2; 1 рс KS185-QA5-QA5-QAC LR/полиакрилат Титрант; 1 рс KS181-P2/3 Смешанный кислотный индикатор; 1 рс KS34-P3/PM Хлороформ, VE = 1 Шт.	56R008750
Пакет реагентов на полиакрилат двухфазный LR	1 рс KS255 Реагент на полиакрилат 1; 1 рс KS256 Реагент на полиакрилат 2; 1 рс KS190-P4/2 Тиосульфат полиакрилата; 1 рс KS181-P2/3 Смешанный кислотный индикатор; 1 рс KS34-P3/PM Хлороформ, VE = 1 Шт.	56R008850

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Четвертичные соединения аммония HR	1 рс KS182-Q41-QAC Индикатор; 1 рс KS183-QA2-MO1-P3 Азотная кислота; 1 рс KS184-QA3-QAC Титрант, VE = 1 Шт.	56R008990
Четвертичные соединения аммония LR	1 рс KS182-Q41-QAC Индикатор; 1 рс KS183-QA2-MO1-P3 Азотная кислота; 1 рс KS185-QA5-QA5-QAC LR/полиакрилат Титрант, VE = 1 Шт.	56R009090
Капельный тест на сульфит	1 рс KS187-S2 Титрант на сульфит; 1 рс KP186-S1 Индикатор кислотного крахмала, VE = 1 Шт.	56R009190
Пакет реагентов на танин	1 рс KS199-TN2-HP2 Титрант на танин/пероксид HR; 1 рс KP146-TN1-CL1P-TO3-CD4 Сульфаминовая кислота, VE = 1 Шт.	56R009290
Пакет реагентов THPS	1 рс KS444-DSP раствор; 1 рс KS445-PSSA раствор; 1 рс KS422 Раствор йода 0,1 N; 1 рс KP475 Порошок индикатора крахмала; 1 рс KS527-1 N Ацетат цинка, VE = 1 Шт.	56R001650
Пакет реагентов на общий хелатирующий агент		56R009390
Пакет реагентов на общее содержание окислителей		56R009490

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Пакет реагентов на моющие средства (для посуды)	1 рс KS427 Кислота 1 реагент; 1 рс KS426 Кислота 3 реагент; 1 рс KS135 Ра1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 рс KS187-S2 Титрант на сульфит; 1 рс KS425-Cl3 Титрант на хлорины LR; 1 рс KS166 Реагенты на жесткость сырой воды, VE = 1 Шт.	56R003496
Пакет реагентов на цинк (свободный растворимый)	1 рс Медь/цинк HR; 1 рс KS189-P1-MO5-Z1 Тиосульфат натрия; 1 рс KS194-Z5 Титрант на цинк, VE = 1 Шт.	56R009550
Пакет реагентов на цинк (общий комплексный)	1 рс KS60 Ацетатный буфер; 1 рс KS189-P1-MO5-Z1 Тиосульфат натрия; 1 рс KS191-Z3 Раствор индикатора цинка; 1 рс KS194-Z5 Титрант на цинк; 1 рс KP192-Z4 Дитизон, VE = 1 Шт.	56R009650

Liquid reagent test- Sets

Изделия		
Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Са Mg Набор твердости	1 pc Ca Mg Hardness Sol 2, 15 mL; 1 pc Ca Mg Hardness Sol 1, 15 mL; 1 pc Ca Mg Hardness Sol 4 - 5 mL; 1 pc Ca Mg Hardness Sol 3 - 5 mL, VE = 1 Шт.	475100
Набор для определения твердости кальмагита VARIO	1 pc VARIO Alkali Solution, 100 mL; 1 pc VARIO Indicator Solution, 100 mL; 1 pc VARIO EDTA Solution 1 M, 50 mL; 1 pc VARIO EGTA Solution, 50 mL, VE = 1 Шт.	535850

Liquid reagent test- Sets

Как правило, растворы реагентов состоят не из одного препарата, а из нескольких компонентов, которые добавляются в пробу по очереди. Поскольку как размер, так и количество капель имеют решающее значение в плане формирования цветового комплекса, дозировка должна быть предельно точной.

Срок годности жидких реагентов ограничивается временем контакта с атмосферным кислородом после открытия бутылок и неподходящими условиями хранения (солнечный свет, высокая температура).

Изделия

SDS

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Реагенты на сульфит для дозаправки, малый набор	15 ml Сульфит-1; 15 ml Сульфит-2; 50 ml Сульфит-3, VE = 1 Шт.	2418533
Реагенты на сульфит для дозаправки, большой набор	100 ml Сульфит-1; 100 ml Сульфит-2; 250 ml Сульфит-3, VE = 1 Шт.	2418534

Powder Pack Test-Sets

Изделия

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Набор на Фосфонат	1 pc VARIO Персульфат калия F10; 1 pc VARIO Phos 3 F10, VE = 1 Шт.	535220
Набор реагентов силикат VLR PP	1 pc VARIO Кремний аминокислота F10; 1 pc Реагент на винную кислоту, 20 мл; 1 pc Реагент на основе гептамолибдата, 20 мл, VE = 1 Шт.	5443002

VARIO Powder Pack Test-Sets

Изделия

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
VARIO Аммиачный азот, набор F10	2 рс VARIO Цианурат аммония F10; 2 рс VARIO Салицилат аммония F10, VE = 1 Шт.	535500
VARIO Марганец HR, набор для высокого диапазона F10	1 рс VARIO Цитрат марганца, буфер F10-100; 1 рс VARIO Перйодат натрия F10, VE = 1 Шт.	535100
VARIO Молибден HR, набор F10	1 рс VARIO Молибден HR1 F10; 1 рс VARIO Молибден HR2 F10; 1 рс VARIO Молибден HR3 F10, VE = 1 Шт.	535300
VARIO Реагент на кремний HR, набор F10	1 рс VARIO Кремний HR кислота Rgt F10; 1 рс VARIO Кремний лимонная кислота F10; 1 рс VARIO Кремний HR молибдат F10, VE = 1 Шт.	535700
VARIO Реагент на кремний HR, набор F25	1 рс VARIO Кремний HR кислота Rgt F25; 1 рс VARIO Кремний HR лимонная кислота F25; 1 рс VARIO Кремний HR молибдат F25, VE = 1 Шт.	535900
VARIO Fe in MO, набор реагентов		536010

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
VARIO Молибден HR, набор F25	1 pc VARIO Молибден HR1 F25; 1 pc VARIO Молибден HR2 F25; 1 pc VARIO Молибден HR3 F25, VE = 1 шт.	535400
VARIO Monochloramine Set	1 pc VARIO Monochlor F Rgt - 100; 1 pc VARIO Free Ammonia Reagent Solution - 5 ml, VE = 1 шт.	535800

Заправочные пакеты для экспресс-тестов

Изделия

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Активный кислород - медь - pH	20 рс Медь № 1; 20 рс DPD № 4 быстрый; 20 рс Феноловый красный быстрый, VE = 12 Шт.	515865
Активный кислород - pH	30 рс DPD № 4 быстрый; 30 рс Феноловый красный быстрый, VE = 12 Шт.	515934
Бром - pH	30 рс DPD № 1 быстрый; 30 рс Феноловый красный быстрый, VE = 12 Шт.	515868
Хлор pH	30 рс DPD № 1 быстрый; 30 рс Феноловый красный быстрый, VE = 12 Шт.	515884
Комбинированный пакет для трехкамерного тестера "4 в 1"	20 рс DPD № 1 быстрый; 20 рс Феноловый красный быстрый; 20 рс Тест СуА; 20 рс Alk LR, VE = 12 Шт.	515935
Комбинированный пакет для многофункционального тестера для бассейнов "5 в 1"	20 рс DPD № 1 быстрый; 20 рс DPD № 3 быстрый; 20 рс Феноловый красный быстрый; 20 рс Тест СуА; 10 рс Тест на щелочность; 10 рс Тест CAL, VE = 12 Шт.	515980

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
Медь рН	30 рс Медь № 1; 30 рс Феноловый красный быстрый, VE = 12 Шт.	515778
Полигексанид-рН	30 рс Тест на полигексанид; 30 рс Феноловый красный быстрый, VE = 12 Шт.	516155
Полигексанид/H ₂ O ₂ -рН	20 рс Тест на полигексанид; 20 рс Перекись водорода HR Rapid; 20 рс Acidifying PT Rapid; 20 рс Феноловый красный быстрый, VE = 12 Шт.	515870

Заправочный пакет Scuba II

Котировочная таблица



Номер заказа 525600

- Сфера
- Загрузки
- Объем поставки
- SDS

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
Chlorine T 0.1 - 6.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	M100	Scuba II

Котировочная таблица



Image is
coming soon



Номер заказа 56R023790



SDS

Набор реагентов на железо HR

Котировочная таблица



Image is coming soon



Номер заказа 56R023590

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
Железо HR L 0.1 - 10 mg/L Fe	M227	MD 600 MD 610 MD 640 Спектрофотометр XD Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света) Фотометры серии MD 600

Набор реагентов на железо LR 2

Котировочная таблица



Image is coming soon



Номер заказа 56R023490

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
Железо LR L (B) 0.03 - 2 mg/L Fe	M226	MD 600 MD 610 MD 640 Спектрофотометр XD Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света) Фотометры серии MD 600

Набор реагентов на марганец L

Котировочная таблица



Image is coming soon



Номер заказа 56R024055

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон
Марганец L 0.05 - 5 mg/L Mn

Номер метода
M245

Приборы
[MD 600](#)
[MD 610](#)
[MD 640](#)
Фотометры серии MD 600

Набор реагентов на медь

Котировочная таблица



Image is coming soon



Номер заказа 56R023355

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
Медь L 0.05 - 4 mg/L Cu ^{a)}	M151	MD 600 MD 610 MD 640 Спектрофотометр XD Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света) Фотометры серии MD 600

Набор реагентов на полиакрилат

Котировочная таблица



Image is coming soon



Номер заказа 56R019165

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
1.0 - 30 mg/L Polyacryl		
Полиакрилаты L 1 - 30 mg/L Polyacryl	M338	MD 100 Котельная вода MD 100 Охлаждающая вода MD 110 Котельная вода MD 110 Охлаждающая вода

Набор реагентов на хлорид

Котировочная таблица



Image is coming soon



Номер заказа 56R018490

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
Хлорид L (В) 0.5 - 20 mg/L Cl ⁻	M92	MD 100 Котельная вода MD 110 Котельная вода MD 600 MD 610 MD 640 Спектрофотометр XD Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света) Фотометры серии MD 600

Наборы (набор) таблетированных тестовых реагентов

Изделия

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа	Котировочная та
Набор Алюминий № 1/№ 2	100 рс Алюминий № 1; 100 рс Алюминий № 2, VE = 100 каждая Шт.	517601BT	
Набор Алюминий № 1/№ 2	250 рс Алюминий № 1; 250 рс Алюминий № 2, VE = 250 каждая Шт.	517602BT	
Набор Аммиак № 1/№ 2	100 рс Аммиак № 1; 100 рс Аммиак № 2, VE = 100 каждая Шт.	517611BT	
Набор Аммиак № 1/№ 2	250 рс Аммиак № 1; 250 рс Аммиак № 2, VE = 250 каждая Шт.	517612BT	
Набор Calcio H № 1/№ 2	100 рс Calcio H № 1; 100 рс Calcio H № 2, VE = 100 каждая Шт.	517761BT	
Набор Calcio H № 1/№ 2	250 рс Calcio H № 1; 250 рс Calcio H № 2, VE = 250 каждая Шт.	517762BT	
Набор Хлорид T1/T2	100 рс Хлорид T1; 100 рс Хлорид T2, VE = 100 каждая Шт.	517741BT	
Набор Хлорид T1/T2	250 рс Хлорид T1; 250 рс Хлорид T2, VE = 250 каждая Шт.	517742BT	

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа	Котировочная та
Набор Хлорины HR (KI)/Acidifying GP	100 рс хлорины HR (KI); 100 рс Acidifying GP, VE = 100 каждая Шт.	517721BT	
Набор Хлорины HR (KI)/Acidifying GP	250 рс хлорины HR (KI); 250 рс Acidifying GP, VE = 250 каждая Шт.	517722BT	
Набор Медь № 1/№ 2	100 рс Медь № 1; 100 рс Медь № 2, VE = 100 каждая Шт.	517691BT	
Набор Медь № 1/№ 2	250 рс Медь № 1; 250 рс Медь № 2, VE = 250 каждая Шт.	517692BT	
Набор DPD № 1 HR/№ 3 HR	100 рс DPD № 1 HR; 100 рс DPD № 3 HR, VE = 100 каждая Шт.	517791BT	
Набор DPD № 1 HR/№ 3 HR	250 рс DPD № 1 HR; 250 рс DPD № 3 HR, VE = 250 каждая Шт.	517792BT	
Набор DPD № 1/глицин	100 рс DPD №1; 100 рс Глицин, VE = 100 каждая Шт.	517731BT	
Набор DPD № 1/глицин	250 рс DPD №1; 250 рс Глицин, VE = 250 каждая Шт.	517732BT	
Набор DPD № 1/№ 3	100 рс DPD №1; 100 рс DPD № 3, VE = 100 каждая Шт.	517711BT	

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа	Котировочная таблица
Набор DPD № 1/№ 3	250 рс DPD №1; 250 рс DPD № 3, VE = 250 каждая Шт.	517712BT	
Набор DPD № 1/№ 3 Evo 100 шт.	100 рс DPD №1; 100 рс DPD № 3 Evo, VE = 100 каждая Шт.	517931BT	
Набор DPD № 1/№ 3 Evo 250 шт.	250 рс DPD №1; 250 рс DPD № 3 Evo, VE = 250 каждая Шт.	517932BT	
Набор DPD № 1/№ 3 Кальций высокий	100 рс DPD №1; 100 рс DPD № 3 Кальций высокий, VE = 100 каждая Шт.	517781BT	
Набор DPD № 1/№ 3 Кальций высокий	250 рс DPD №1; 250 рс DPD № 3 Кальций высокий, VE = 250 каждая Шт.	517782BT	
Набор Марганец LR 1/LR 2	100 рс Марганец LR 1; 100 рс Марганец LR 2, VE = 100 каждая Шт.	517621BT	
Набор Марганец LR 1/LR 2	250 рс Марганец LR 1; 250 рс Марганец LR 2, VE = 250 каждая Шт.	517622BT	
Набор Молибден № 1/№ 2	100 рс Молибдат HR № 1; 100 рс Молибдат HR № 2, VE = 100 каждая Шт.	517631BT	
Набор Молибден № 1/№ 2	250 рс Молибдат HR № 1; 250 рс Молибдат HR № 2, VE = 250 каждая Шт.	517632BT	

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа	Котировочная та
Набор Фосфат № 1 HR/№ 2 HR	100 рс Фосфат HR P1; 100 рс Фосфат HR P2, VE = 100 каждая Шт.	517661BT	
Набор Фосфат № 1 LR/№ 2 LR	100 рс Фосфат № 1 LR; 100 рс Фосфат № 2 LR, VE = 100 каждая Шт.	517651BT	
Набор Кремний № 1/№ 2	100 рс Кремний № 1; 100 рс Кремний № 2, VE = 100 каждая Шт.	517671BT	
Набор Кремний № 1/№ 2	250 рс Кремний № 1; 250 рс Кремний № 2, VE = 250 каждая Шт.	517672BT	
Сульфид 0,04-0,5 мг/л	1 рс Сульфид № 1; 1 рс Сульфид № 2, VE = 1 Шт.	56R019290	

Наборы (набор) таблетированных тестовых реагентов

Изделия		
Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
Набор Алюминий № 1/№ 2	100 рс Алюминий № 1; 100 рс Алюминий № 2, VE = 100 каждая Шт.	517601BT
Набор Алюминий № 1/№ 2	250 рс Алюминий № 1; 250 рс Алюминий № 2, VE = 250 каждая Шт.	517602BT
Набор Аммиак № 1/№ 2	100 рс Аммиак № 1; 100 рс Аммиак № 2, VE = 100 каждая Шт.	517611BT
Набор Аммиак № 1/№ 2	250 рс Аммиак № 1; 250 рс Аммиак № 2, VE = 250 каждая Шт.	517612BT
Набор Calcio H № 1/№ 2	100 рс Calcio H № 1; 100 рс Calcio H № 2, VE = 100 каждая Шт.	517761BT
Набор Calcio H № 1/№ 2	250 рс Calcio H № 1; 250 рс Calcio H № 2, VE = 250 каждая Шт.	517762BT

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
Набор Хлорид Т1/Т2	100 рс Хлорид Т1; 100 рс Хлорид Т2, VE = 100 каждая Шт.	517741BT
Набор Хлорид Т1/Т2	250 рс Хлорид Т1; 250 рс Хлорид Т2, VE = 250 каждая Шт.	517742BT
Набор Хлорины HR (KI)/Acidifying GP	100 рс хлорины HR (KI); 100 рс Acidifying GP, VE = 100 каждая Шт.	517721BT
Набор Хлорины HR (KI)/Acidifying GP	250 рс хлорины HR (KI); 250 рс Acidifying GP, VE = 250 каждая Шт.	517722BT
Набор Медь № 1/№ 2	100 рс Медь № 1; 100 рс Медь № 2, VE = 100 каждая Шт.	517691BT
Набор Медь № 1/№ 2	250 рс Медь № 1; 250 рс Медь № 2, VE = 250 каждая Шт.	517692BT
Набор DPD № 1 HR/№ 3 HR	100 рс DPD № 1 HR; 100 рс DPD № 3 HR, VE = 100 каждая Шт.	517791BT

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
Набор DPD № 1 HR/№ 3 HR	250 рс DPD № 1 HR; 250 рс DPD № 3 HR, VE = 250 каждая Шт.	517792BT
Набор DPD № 1/глицин	100 рс DPD №1; 100 рс Глицин, VE = 100 каждая Шт.	517731BT
Набор DPD № 1/глицин	250 рс DPD №1; 250 рс Глицин, VE = 250 каждая Шт.	517732BT
Набор DPD № 1/№ 3	100 рс DPD №1; 100 рс DPD № 3, VE = 100 каждая Шт.	517711BT
Набор DPD № 1/№ 3	250 рс DPD №1; 250 рс DPD № 3, VE = 250 каждая Шт.	517712BT
Набор DPD № 1/№ 3 Evo 100 шт.	100 рс DPD №1; 100 рс DPD № 3 Evo, VE = 100 каждая Шт.	517931BT
Набор DPD № 1/№ 3 Evo 250 шт.	250 рс DPD №1; 250 рс DPD № 3 Evo, VE = 250 каждая Шт.	517932BT

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
-----------	-----------------------------	----------

Набор DPD № 1/№ 3 Кальций высокий 100 рс DPD №1; 100 рс DPD № 3 Кальций высокий, VE = 100 каждая Шт. 517781BT

Набор DPD № 1/№ 3 Кальций высокий 250 рс DPD №1; 250 рс DPD № 3 Кальций высокий, VE = 250 каждая Шт. 517782BT

Набор Марганец LR 1/LR 2 100 рс Марганец LR 1; 100 рс Марганец LR 2, VE = 100 каждая Шт. 517621BT

Набор Марганец LR 1/LR 2 250 рс Марганец LR 1; 250 рс Марганец LR 2, VE = 250 каждая Шт. 517622BT

Набор Молибден № 1/№ 2 100 рс Молибдат HR № 1; 100 рс Молибдат HR № 2, VE = 100 каждая Шт. 517631BT

Набор Молибден № 1/№ 2 250 рс Молибдат HR № 1; 250 рс Молибдат HR № 2, VE = 250 каждая Шт. 517632BT

Набор Фосфат № 1 HR/№ 2 HR 100 рс Фосфат HR P1; 100 рс Фосфат HR P2, VE = 100 каждая Шт. 517661BT

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
Набор Фосфат № 1 LR/№ 2 LR	100 рс Фосфат № 1 LR; 100 рс Фосфат № 2 LR, VE = 100 каждая Шт.	517651BT
Набор Кремний № 1/№ 2	100 рс Кремний № 1; 100 рс Кремний № 2, VE = 100 каждая Шт.	517671BT
Набор Кремний № 1/№ 2	250 рс Кремний № 1; 250 рс Кремний № 2, VE = 250 каждая Шт.	517672BT
Сульфид 0,04-0,5 мг/л	1 рс Сульфид № 1; 1 рс Сульфид № 2, VE = 1 Шт.	56R019290

Наборы для кюветных тестов

Изделия

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
Hardness Ca Mg MR TT	1 pc Hardness MR; 1 pc Ca Mg Hardness Sol 2, 15 mL; 1 pc Ca Mg Hardness Sol 3 - 5 mL; 1 pc Ca Mg Hardness Sol 4 - 5 mL, VE = 1 Шт.	2423960
VARIO Фосфат орто, набор	1 pc VARIO Разбавление фосфата; 1 pc VARIO Phos 3 F10; 1 pc Полностью деминерализованная вода, VE = 1 Шт.	535200
VARIO Фосфат, гидролизируемый кислотами, общий набор	1 pc VARIO Ортофосфорная кислота RGT; 1 pc VARIO Phos 3 F10; 1 pc Полностью деминерализованная вода; 1 pc Vario Гидроксид натрия 1,00 N; 1 pc Vario Гидроксид натрия 1,54 N; 1 pc VARIO Персульфат калия F10, VE = 1 Шт.	535250
VARIO Фосфат, общий набор	1 pc VARIO Ортофосфорная кислота RGT; 1 pc VARIO Phos 3 F10; 1 pc Полностью деминерализованная вода; 1 pc Vario Гидроксид натрия 1,54 N; 1 pc VARIO Персульфат калия F10, VE = 1 Шт.	535210
VARIO am Vial набор тестовых реагентов для высокого диапазона F5	1 pc VARIO Цианурат аммония F5; 1 pc VARIO Салицилат аммония F5; 1 pc VARIO AM Разжижающий реагент HR, VE = 1 Шт.	535650
VARIO Am Vial набор тестовых реагентов для низкого диапазона F5	1 pc VARIO Цианурат аммония F5; 1 pc VARIO Салицилат аммония F5; 1 pc VARIO AM Разжижающий реагент LR, VE = 1 Шт.	535600

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
VARIO Nitra X реагент, набор	1 рс VARIO NITRA X Кюветные тесты; 1 рс VARIO Nitrah Азот, нитрат реагент В-50; 1 рс Полностью деминерализованная вода, VE = 1 Шт.	535580
VARIO общий азот HR, набор	1 рс VARIO Гидроксид азота общий HR кюветы; 1 рс VARIO Персульфат N общий Rgt-50; 1 рс VARIO реагент на общий азот А-50; 1 рс VARIO реагент на общий азот В-50; 1 рс VARIO Азотная кислота общая LR кюветы; 1 рс Полностью деминерализованная вода, VE = 1 Шт.	535560
VARIO общий азот LR, набор	1 рс VARIO Гидроксид азота общий LR кюветы; 1 рс VARIO Персульфат N общий Rgt-50; 1 рс VARIO реагент на общий азот А-50; 1 рс VARIO реагент на общий азот В-50; 1 рс VARIO Азотная кислота общая LR кюветы; 1 рс Полностью деминерализованная вода, VE = 1 Шт.	535550

Наборы тестовых реагентов

Начинайте анализ с комфортом и предварительной дозировкой

Изделия

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
Запасной пакет для тестирования смазочно-охлаждающей жидкости для режущего инструмента	1 рс KS9-pH 7 буферный раствор 65 мл; 1 рс Тестовые полоски на общую жесткость; 1 рс Тестовые полоски на нитрат/нитрит 10-500/1-80, VE = 1 Шт.	56R021401
Реагентный тест на цианид 585 нм		2418875
Пакет реагентов для улучшенного демонстрационного набора для умягчения воды		56R021701
Набор реагентов на железо LR	1 рс KS61-FE5 Феррозин/Тиогликолат, VE = 1 Шт.	56R018990
Пакет реагентов Checkit Comparator на железо	1 рс KS61-FE5 Феррозин/Тиогликолат; 1 рс KS63-FE6 Тиогликолат/молибдат HR RGT, VE = 1 Шт.	56R020790
Пакет реагентов на молибдат 0-10 ppm		56R015750

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
Реагентный тест на никель		2419033
Набор реагентов Ortho, фосфат HR	1 рс KS228 Молибдат аммония PB1 фосфат; 1 рс KS229 Метаванданат аммония PB2 фосфат, VE = 1 Шт.	56R019090
Пакет реагентов на фосфат LR	1 рс KS80-CRP Реагент; 1 рс KP119 Аскорбиновая кислота, VE = 1 Шт.	56R023765
Пакет реагентов NMD на фосфат		56R017590
Пакет реактивов на конверсию смолы		56R002290
Пакет реактивов на агрегацию смолы		56R002090
Кремний LR L	1 рс KS104 Реагент на кремний 2; 1 рс KS105 Реагент на кремний 3; 1 рс KP106 Реагент на кремний 3, VE = 1 Шт.	56R023856

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
Пакет реагентов для стандартного демонстрационного набора для умягчения воды		56R021601
Набор реагентов UREA	1 рс UREA Реагент 1; 1 рс UREA Реагент 2; 1 рс Аммиак № 1; 1 рс Аммиак № 2; 1 рс Предварительная обработка мочевины, VE = 1 Шт.	517800BT
Набор VARIO Алюминий 20 мл	1 рс VARIO ECR Раствор маскировочного реагента 25 мл; 1 рс VARIO Алюминий ECR F, VE = 1 Шт.	535000
Набор реагентов VARIO DEHA	1 рс VARIO Oxyscav 1 RGT; 1 рс VARIO DEHA 2 RGT, VE = 1 Шт.	536000
Набор VARIO Глицин	1 рс Реагент глицин CCH2 30 30; 1 рс хлорины свободный DPD F10, VE = 1 Шт.	56R020750
Набор реагентов VARIO Марганец LR 10 мл	1 рс VARIO Аскорбиновая кислота; 1 рс VARIO Щелочной раствор цианида, 60 ml; 1 рс VARIO PAN Раствор индикатора 0,1% 60 мл, VE = 1 Шт.	535090
Набор VARIO Молибден LR	1 рс VARIO Молибден 2 реагент LR, 50 ml; 1 рс VARIO Молибден 1 LR F20, VE = 1 Шт.	535450

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
Набор VARIO Кремний LR, F10	1 рс VARIO Кремний аминокислота F10; 1 рс VARIO Кремний лимонная кислота F10; 1 рс VARIO Молибдат 3 раствор реагента, VE = 1 шт.	535690
Реагент на цинк 1/реагент на цинк 2	1 рс KS243 Реагент на цинк 1; 1 рс KP244 Реагент на цинк 2, VE = 1 шт.	56R023965

Наборы цифровых реагентов



Изделия

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заи
Тестовый пакет для титрования на кислотность	1 pc KS511 Титрант для измерения кислотности; 1 pc KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P, VE = 1 Шт.	56R010050
Тестовый пакет для титрования на хлорсодержащий отбеливатель	1 pc KS347 Картридж для измерения хлора; 1 pc KP118 кристаллы йодистого калия; 1 pc KP510 лимонная кислота, VE = 1 Шт.	56R010350
DIGI щелочность (P,M,OH)	1 pc KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 pc KS137 Раствор хлорида бария; 1 pc KS138-TA4-4,5 Индикатор; 1 pc KS329 Картридж для измерения щелочности 20 мл, VE = 1 Шт.	56R010150

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
DIGI хлорид	1 рс KS140-BC1-CC1 Индикатор хромата калия; 1 рс KS183-QA2-MO1-P3 Азотная кислота; 1 рс KS330 Картридж для измерения хлорида 20 мл; 1 рс KP962 Порошок персульфат аммония, VE = 1 Шт.	56R010250
DIGIE ЭДТК (свободная)	1 рс KS442-EDTA картридж; 1 рс KS202 Соляная кислота 1.0 N; 1 рс KS512 Буфер на аммиак; 1 рс KS164-TH5 Общая жесткость, индикатор; 1 рс KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P, VE = 1 Шт.	56R010450
Жесткость (общая/ кальциевая) реагент	1 рс KS144-CH2-FC4 Кальциевая жесткость, буфер; 1 рс KS160-TH2-FE8-FC2 Общая жесткость, буфер; 1 рс KS164-TH5 Общая жесткость, индикатор; 1 рс KS335 Картридж для измерения жесткости 20 мл; 1 рс KP216- CH1P Индикатор кальциевой жесткости, VE = 1 Шт.	56R010550
DIGI Titrator Pack тестовый пакет на надуксусную кислоту	1 рс KS347 Картридж для измерения хлора; 1 рс KP118 кристаллы йодистого калия, VE = 1 Шт.	56R010950
Жесткость (кальций) титратор	1 рс KS335 Картридж для измерения жесткости 20 мл; 1 рс KS144-CH2-FC4 Кальциевая жесткость, буфер; 1 рс KP216- CH1P Индикатор кальциевой жесткости, VE = 1 Шт.	56R010750
DIGI жесткость (общая) реагент	1 рс KS160-TH2-FE8-FC2 Общая жесткость, буфер; 1 рс KS164-TH5 Общая жесткость, индикатор; 1 рс KS335 Картридж для измерения жесткости 20 мл, VE = 1 Шт.	56R010650
Тестовый пакет для титрования на нитрит	1 рс KS171-N1 Индикатор ферроина; 1 рс KS278 Серная кислота 50%; 1 рс KS333 Картридж с титрантом на нитрит, VE = 1 Шт.	56R010850

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
Тестовый пакет для титрования на фосфонат	1 рс KS179-P1/4L Фосфон. Индикатор общего хелатирующего агента; 1 рс KS178 Картридж для измерения фосфоната, VE = 1 Шт.	56R011050
Тестовый пакет для титрования на сульфит	1 рс KS332 Картридж для измерения на сульфит 20 мл; 1 рс KP186-S1 Индикатор кислотного крахмала, VE = 1 Шт.	56R011150
Тестовый пакет для титрования на общий хелатирующий агент	1 рс KS411-PAN Индикатор; 1 рс KS411-PAN Индикатор; 1 рс KS272 Уксусная кислота 20%, VE = 1 Шт.	56R011250
Цинк (свободный растворимый) титратор	1 рс KS189-P1-MO5-Z1 Тиосульфат натрия; 1 рс KS331 Картридж для измерения цинка; 1 рс Медь/цинк HR, VE = 1 Шт.	56R011350
Тестовый пакет для титрования на цинк (общий комплексный)	1 рс KS331 Картридж для измерения цинка; 1 рс KS60 Ацетатный буфер; 1 рс KS189-P1-MO5-Z1 Тиосульфат натрия; 1 рс KS191-Z3 Раствор индикатора цинка; 1 рс KP192-Z4 Дитизон, VE = 1 Шт.	56R011450

Онлайн-реагенты

Реагенты для систем анализа содержания хлора



Реагенты для анализа на содержание хлора теперь доступны в качестве, отличающем марку Lovibond®, и с соответствующим сроком годности. К тому же они увеличивают точность при более низких расходах и могут без дополнения или обновления использоваться в качестве замены в онлайн-системе, так как поставляются в идентичной упаковке (размер бутылки).

Изделия

Заголовок

Содержимое набора реагентов

Номер за

**Набор реагентов -
Свободный хлор**

1 рс DPD раствор индикатора - Свободный хлор; 1 рс DPD буферный раствор - Свободный хлор; 1 рс DPD порошковый индикатор - Свободный и общий хлор, VE = 24 g

530210

**Набор реагентов -
Общий хлор**

1 рс DPD раствор индикатора - Общий хлор; 1 рс DPD буферный раствор - Общий хлор; 1 рс DPD порошковый индикатор - Свободный и общий хлор, VE = 24 g

540210

Пакеты для тестов бюретки

Изделия		
Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер за
Пакет реагентов для бюреточного теста на кислотность		56R012050
Пакет реагентов для бюреточного теста на щелочность (Р,М,Он)		56R012150
Пакет реагентов для бюреточного теста на хлорид	1 рс KP274 Порошок персульфат аммония-40 g; 1 рс KS520 Нитрат серебра 0,1 N; 1 рс KS140-BC1-CC1 Индикатор хромата калия; 1 рс KS183-QA2-MO1-РЗ Азотная кислота, VE = 1 Шт.	56R012250
Пакет реагентов для бюреточного теста на хлорины (активный)		56R012350
Пакет реагентов для бюреточного теста на жесткость		56R012450
Пакет реагентов для бюреточного теста на нитрит		56R012550
Пакет реагентов для бюреточного теста на сульфит		56R012650

Реагентный тест на хлорид

Котировочная таблица



Номер заказа 2419031

- Сфера
- Загрузки
- SDS

Параметры и диапазон
Хлорид L (A) 5.00 - 60 mg/L Cl⁻

Номер метода
M91

Приборы
[Спектрофотометр XD](#)
[Спектрофотометр XD 7000 \(для видимой области света\)](#)
[Спектрофотометр XD 7500 \(для видимой и ультрафиолетовой области света\)](#)

Реагенты для титраторов



Линейка продуктов Lovibond® VARIO была специально разработана для приборов Lovibond® и HACH®, обеспечивая для предприятий расширенный выбор и оптимальное соотношение цены и качества при дозаправке лабораторного оборудования реагентами.

Изделия		
Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
VARIO Titrator Pack тестовый пакет на кислотность		56R019650
VARIO Titrator Pack тестовый пакет на щелочность (M,P,OH)	1 pc Vario Щелочность Серная кислота 1,6N; 1 pc Vario Щелочность Серная кислота 0,16N; 1 pc KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P; 1 pc KS137 Раствор хлорида бария; 1 pc KS138-TA4-4,5 Индикатор, VE = 1 Шт.	56R019750
VARIO Titrator Pack тестовый пакет на щелочность HR (M,P,Oh)		56R019850

Заголовок	Содержимое набора реагентов	Номер заказа
VARIO Titrator Pack тестовый пакет на диоксид углерода	1 pc Vario Диоксид углерода Гидроксид натрия 0,3636N; 1 pc KS135 Pa1/Alk1 Заменитель фенолфталеина Alk P, VE = 1 Шт.	56R019950
VARIO Titrator Pack тестовый пакет на хлорид	1 pc Vario Хлорид Серебро Нитрат 1,128N; 1 pc KS140-BC1-CC1 Индикатор хромата калия; 1 pc KS183-QA2-MO1-P3 Азотная кислота, VE = 1 Шт.	56R020050
VARIO Titrator Pack тестовый пакет на жесткость (кальций)	1 pc Vario Твердость ЭДТА 0,8М; 1 pc Vario Твердость ЭДТА 0,08М; 1 pc KS144-CH2- FC4 Кальциевая жесткость, буфер; 1 pc KP216- CH1P Индикатор кальциевой жесткости, VE = 1 Шт.	56R020150
VARIO Titrator Pack тестовый пакет на жесткость (общая)	1 pc Vario Твердость ЭДТА 0,8М; 1 pc Vario Твердость ЭДТА 0,08М; 1 pc KS160-TH2- FE8-FC2 Общая жесткость, буфер; 1 pc KS164-TH5 Общая жесткость, индикатор, VE = 1 Шт.	56R020250
VARIO Titrator Pack тестовый пакет на нитрит		56R020350
VARIO Titrator Pack тестовый пакет на фосфонат	1 pc Фосфонат 0,0045М азотнокислого тория; 1 pc KS179-P1/4L Фосфон. Индикатор общего хелатирующего агента, VE = 1 Шт.	56R020450
VARIO Titrator Pack тестовый пакет на сульфит	1 pc Vario Сульфит Йодид/иодат 0,3998N; 1 pc KP186-S1 Индикатор кислотного крахмала, VE = 1 Шт.	56R020550
Тестовый пакет на цинк (свободный, комплексный)	1 pc KS191-Z3 Раствор индикатора цинка; 1 pc KS192-Z4 Дитизон; 1 pc KS60 Ацетатный буфер; 1 pc KS189-P1-MO5-Z1 Тиосульфат натрия; 1 pc KS331 Картридж для измерения цинка, VE = 1 Шт.	56R020650

Упаковка для дозаправки PD 250

Изделия	
Заголовок	Номер заказа
Хлорины свободный, 10 мл	530140
Хлорины свободный + общий, 10 мл	530160
Хлорины общий, 10 мл	530150
VARIO хлорины свободный, 10 мл	530145
VARIO хлорины свободный + общий, 10 мл	530165
VARIO хлорины общий, 10 мл	530155

Раствор феноловый красный в упаковке из 6 единиц

Котировочная таблица



Image is coming soon

Номер заказа 471046

Сфера

Параметры и диапазон	Номер метода	Приборы
pH value T 6.8 - 8.4	M3083	AF 112 J/J Хлор AF 116 A Хлор AF 116 B Хлор AF 118 S Хлор AF 129 Водный баланс AF 270 Мини-лаборатория для анализа воды в бассейне AF 357 Набор для питьевой воды AF 405 M Хлор, значение pH, щелочность M, кальциевая жесткость, циануровая кислота Компаратор 2000+ Набор для дезинфекции воды AF 100 Набор для измерения pH 2/1 J/6,8-8,4 pH
Уровень pH L 6.5 - 8.4	M331	MD 100 Хлор, pH, циануровая кислота, таблетированный реагент (однократно задаваемый ноль) MD 100 Хлор, pH, циануровая кислота, щелочность M, кальциевая жесткость, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 100 Хлор, pH, щелочность M, жидкие реагенты на хлор и pH (однократно задаваемый ноль) MD 100 Хлор, pH, щелочность M, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 100 Хлор, бром, pH, циануровая кислота, щелочность M, кальциевая жесткость, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 100 Хлор, pH, жидкие реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 100 Хлор, pH, порошковый реагент на хлор MD 100 Хлор, pH, таблетированный реагент (однократно задаваемый ноль) MD 100 Хлор, pH, циануровая кислота, жидкие реагенты на хлор и pH (однократно задаваемый ноль) MD 100 Хлор, pH, циануровая кислота, щелочность M, жидкие реагенты на хлор и pH (однократно задаваемый ноль) MD 100 Хлор, pH, циануровая кислота, щелочность M, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 100 Хлор DUO, хлор, pH, щелочность M, кальциевая жесткость (однократно задаваемый ноль) MD 110 Хлор, бром, pH, циануровая кислота, щелочность M, кальциевая жесткость, таблетированные реагенты MD 110 Хлор, pH, циануровая кислота, жидкие реагенты MD 110 Хлор, pH, циануровая кислота, таблетированные реагенты MD 110 Хлор, pH, циануровая кислота, щелочность M, жидкие реагенты MD 110 Хлор, pH, циануровая кислота, щелочность M, таблетированные реагенты MD 200 Медь (бихинолин), pH, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Перекись водорода, pH, жидкие реагенты MD 200 Хлор, pH, циануровая кислота, таблетированный реагент (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, циануровая кислота, щелочность M, кальциевая жесткость, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, циануровая кислота, щелочность M, медь, железо, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, щелочность M, жидкие реагенты на хлор и pH (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, щелочность M, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, бром, pH, циануровая кислота, способность кислоты к нейтрализации KS4.3, кальциевая жесткость, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, бром, pH, циануровая кислота, щелочность M, кальциевая жесткость, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, бром, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, диоксид хлора, способность кислоты к нейтрализации KS4.3, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, жидкие реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, способность кислоты к нейтрализации KS4.3, жидкие реагенты на хлор и pH (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, способность кислоты к нейтрализации KS4.3, мочевины, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, способность кислоты к нейтрализации KS4.3, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, таблетированный реагент (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, циануровая кислота, жидкие реагенты на хлор и pH (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, циануровая кислота, способность кислоты к нейтрализации KS4.3, жидкие реагенты на хлор и pH (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, циануровая кислота, способность кислоты к нейтрализации KS4.3, кальциевая жесткость, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, циануровая кислота, способность кислоты к нейтрализации KS4.3, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, циануровая кислота, щелочность M, жидкие реагенты на хлор и pH (однократно задаваемый ноль) MD 200 Хлор, pH, циануровая кислота, щелочность M, таблетированные реагенты (однократно задаваемый ноль) MD 600 MD 610 MD 640 MultiDirect MultiDirect, без батареи MultiDirect, с батареей PM 620 PM 630 Фотометры серии MD 600

Индикаторные полоски

Индикаторная полоска

Для быстрого определения путем химической реакции



Отличительные особенности

- Безопасность
- Скорость
- Постоянная доступность
- Полуколичественный анализ

Индикаторные полоски быстро и чисто обеспечивают результат без усилий на применение реагентов или таблеток. Благодаря легкости применения, ведь полоски нужно всего лишь окунуть и сравнить, они являются излюбленным вариантом в тех областях, где особое значение придается скорости и простоте.

Области применения

Контроль дезинфицирующих средств Котельная вода Ликвидация последствий стихийных бедствий Охлаждающая вода Подготовка питьевой воды
Продукты и напитки Текстиль

Изделия

Заголовок	Параметры и диапазон	Упаковочная единица	Номер заказа
Тестовые полоски на мышьяк Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Arsenic 0 - 100	1 шт.	56S002105
Тестовые полоски на диоксид хлорины HR Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Chlorine Dioxide LR 0.5 - 100 mg/l ClO ₂	1 шт.	56S000550

Заголовок	Параметры и диапазон	Упаковочная единица	Номер заказа
Тестовые полоски на двуокись хлорины LR Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Chlorine Dioxide 0.1 - 1.6 mg/l ClO ₂	1 Шт.	56S000450
Тестовые полоски на свободный хлорины Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Chlorine 0 - 25 mg/L Cl ₂	1 Шт.	56S004550
Тестовые полоски на хлорины HR Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Chlorine 10 - 200 mg/L Cl ₂	1 Шт.	56S000190
Тестовые полоски на хлорный йодистый крахмал Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Chlorine	1 Шт.	56S000290
Тестовые полоски на хлорный йодистый крахмал (5 M REEL) Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Chlorine Potassium Iodide, Yes/No test strips, Presence/Absence	1 Шт.	56S000301
Тестовые полоски на медь 0,05-2 мг/л (25 рс.) Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Copper-Test Strips 0.05 - 2 mg/L Cu	1 Шт.	56S000625
Тестовые полоски на общую жесткость Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Hardness Total-Test Strips 40 - 1000 mg/L CaCO ₃	1 Шт.	56S000950

Заголовок	Параметры и диапазон	Упаковочная единица	Номер заказа
Индикаторные полоски на перекись водорода Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Hydrogen Peroxide test strips 0.5 - 100 mg/L H ₂ O ₂	1 Шт.	56S000850
Тестовые полоски на железо Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Iron 0.1 - 5.0 mg/L Fe	1 Шт.	56S000725
Тестовые полоски на нитрат/нитрит 10-500/1-80 Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Nitrate/Nitrite 1 - 80 mg/L NO ₂ ⁻ Индикаторные полоски на нитрат/нитрит 10 - 500 mg/L NO ₃ ⁻	1 Шт.	56S001890
Тестовые полоски на нитрат/нитрит/Азот 0-10/0-50 Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Nitrate/Nitrite 0 - 10 mg/L NO ₂ ⁻ Индикаторные полоски на нитрат/нитрит/Азот 0 - 50 mg/L NO ₃ ⁻	1 Шт.	56S003450
Тестовые полоски на нитрат Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Индикаторные полоски 3000 на Нитрит 100 - 3000 mg/L NO ₂ ⁻	1 Шт.	56S001990
Тестовые полоски на надуксусную кислоту Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Peracetic Acid-Test Strips 0 - 50 mg/L CH ₃ CO ₃ H	1 Шт.	56S001690
Тестовые полоски на надуксусную кислоту Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Peracetic Acid-Test Strips 100 - 500 mg/L CH ₃ CO ₃ H	1 Шт.	56S001790

Заголовок	Параметры и диапазон	Упаковочная единица	Номер заказа
Тестовые полоски для определения pH 0-14 пластик Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	pH 0 - 14 pH	1 Шт.	56S001290
Тестовые полоски для определения pH 4,5-10 пластик Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	pH 4.5 - 10 pH	1 Шт.	56S001090
Тестовые полоски для определения pH 6,0-8,1 бумага Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	pH 6.0 - 8.1 pH	1 Шт.	56S001394
Тестовые полоски для определения pH 7-14 пластик Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	pH 7 - 14 pH	1 Шт.	56S001190
Тестовые полоски для определения pH 8,0-9,7 бумага Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	pH-Test Strips 8.0 - 9.7 pH	1 Шт.	56S001594
Тестовые полоски для определения pH 9,5-12 бумага Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	pH-Test Strips 9.5 - 12 pH	1 Шт.	56S001494
Тестовые полоски на йодистый калий Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.		1 Шт.	56S003894
Тестовые полоски на сульфит Test strips offer quick, clean results without the fuss of reagents or tablets. Their dip and compare method give speed and simplicity. Find out more today.	Sulfite 10 - 1000 mg/L Na ₂ SO ₃	1 Шт.	56S002090

Дозаторы порошковых реагентов PD 250

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



PD 250 Комплект 2 - Общее содержание хлора

Точное и воспроизводимое дозирование порошковых реагентов



- Определение содержания хлора согласно ISO 7393-2:2017 (свободный + общий)
- 250 тестов
- Срок годности реагента 5 лет (в запаянной ампуле)
- Простое обслуживание

Номер заказа: 194910

Промышленность

Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

PD 250 Комплект 2 - Общее содержание хлора

Порошковый дозатор является идеальным прибором для контролируемого дозирования порошковых реагентов при определении содержания хлора. При каждом импульсе из дозатора выдается точное количество реагента, необходимое для 10 мл пробы. Поэтому порошковый дозатор предлагает хорошую альтернативу широко распространенным мерным упаковкам. В особенности при серийных испытаниях прибор PD 250 позволяет сэкономить много времени и одновременно избежать отходов упаковки.

Реагент содержится в запаянных стеклянных ампулах. Одной ампулы достаточно для 250 тестов. Спайка обеспечивает срок хранения до 5 лет. Но открытую ампулу необходимо использовать в течение 6 месяцев. Ампулы очень просто и быстро меняются. Эргономичный дизайн дозатора также позволяет проводить тщательную очистку.

Объем поставки

- 1 дозатор порошка "Общий хлор"
- 1 ампула с реагентом "Общий Хлор"
- 1 затворная втулка
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Хлорины общий, 10 мл	530150
VARIO хлорины общий, 10 мл	530155
Хлорины свободный + общий, 10 мл	530160
VARIO хлорины свободный + общий, 10 мл	530165

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



PD 250 Набор 1 - Содержание свободного хлора

Точное и воспроизводимое дозирование порошковых реагентов



- Определение содержания хлора согласно ISO 7393-2:2017 (свободный + общий)
- 250 тестов
- Срок годности реагента 5 лет (в запаянной ампуле)
- Простое обслуживание

Номер заказа: 194900

Промышленность

Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики-энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

PD 250 Набор 1 - Содержание свободного хлора

Порошковый дозатор является идеальным прибором для контролируемого дозирования порошковых реагентов при определении содержания хлора. При каждом импульсе из дозатора выдается точное количество реагента, необходимое для 10 мл пробы. Поэтому порошковый дозатор предлагает хорошую альтернативу широко распространенным мерным упаковкам. В особенности при серийных испытаниях прибор PD 250 позволяет сэкономить много времени и одновременно избежать отходов упаковки. Реагент содержится в запаянных стеклянных ампулах. Одной ампулы достаточно для 250 тестов. Спайка обеспечивает срок хранения до 5 лет. Но открытую ампулу необходимо использовать в течение 6 месяцев. Ампулы очень просто и быстро меняются. Эргономичный дизайн дозатора также позволяет проводить тщательную очистку.

Объем поставки

- 1 дозатор порошка "Свободный хлор"
- 1 ампула с реагентом "Свободный Хлорины"
- 1 затворная втулка
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Хлорины свободный, 10 мл	530140
VARIO хлорины свободный, 10 мл	530145
Хлорины свободный + общий, 10 мл	530160
VARIO хлорины свободный + общий, 10 мл	530165

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.lovibond.nt-rt.ru | | dnj@nt-rt.ru